

Décompteur mécanique 60 minutes



- décompteur mécanique de 1 à 60 min, avec sonnerie en fin de décompte
- cadran gradué 0 à 60 min
- construction robuste en plastique ABS
- dim. (l x p x h) : 90 x 90 mm
- poids : 100g
- à poser ou fixation murale

référence	Prix HT
CM62 Décompteur mécanique 60 min	

Décompteur mécanique 120 minutes



- décompteur mécanique 1 à 120 min, avec sonnerie en fin de décompte
- cadran gradué 0 à 120 min
- à poser ou fixation murale
- construction robuste en plastique ABS
- dim. (l x p x h) : 72x50x72 mm
- poids : 90 g

référence	Prix HT
CMG120 Décompteur mécanique 120 min	

Décompteur 100 minutes économique



- décompteur 99 min 59 s, résolution 1 s, touches minutes et secondes
- affichage LCD, 27 x 12 mm, hauteur des chiffres 10 mm
- alarme sonore 30 s
- fixation : béquille et aimant
- dim. (l x p x h) : 62x24x52 mm
- poids : 40 g
- livré avec pile bouton 1,5 V

référence	Prix HT
CMX61 Décompteur 100 min	
PILB06 Pile bouton 1,5 V, les 2	

Décompteur 100 minutes



- décompteur 99 min 59 s, résol. 1 s
- programmation facile à l'aide des touches min. et sec.
- affichage LCD 31 x 15 mm, hauteur des chiffres : 13 mm
- alarme sonore 1 minute en fin de décompte
- fixation pince, béquille et aimant
- dernière programmation mémorisée
- dim. (l x p x h) : 72x16x58 mm
- poids : 70 g
- dim. écran : 31 x 15 mm
- livré avec pile AAA (LR03)

référence	Prix HT
CMX27 Décompteur électronique 100 min	
PILA01 Piles LR03 (AAA), les 10	

Compteur-décompteur 24 h 2 canaux - 2 alarmes


- 2 compteurs - 2 décompteurs 24 h, résolution 1 seconde
- programmation facile par les touches heures, minutes et secondes
- affichage 45 x 20 mm, hauteur des chiffres : 15 mm
- horloge 12 h (AM/PM)
- affichage du temps de dépassement
- 2 alarmes distinctes (1 min) pour les 2 décompteurs
- 2 mémoires : dernières programmations mémorisées
- dim. (l x p x h) : 90x20x65 mm / 80 g
- boîtier ABS
- fixation : béquille, clip de poche et dos magnétique, livré avec pile AAA (LR03)



référence	Prix HT
CMX60 Compteur / décompteur 24 h, 2 canaux	
PILA01 Piles LR03 (AAA), les 10	

Compteur-décompteur 3 mémoires

- compteur-décompteur 100 min. résolution 1 seconde
- affichage du dépassement de temps
- alarme durée 1 minute, 3 mémoires
- grand affichage 60x34 mm
- chiffres hauteur 26 mm
- volume réglable : 0-silencieux / 1-normal / 2-puissant
- avertisseur lumineux : **vert (actif) / rouge (échu)**
- fixation : béquille, pince et aimant
- dim. : 60 x 20 x h90 mm / 70 g
- fonctionne avec 2 piles LR03 non livrées



référence	Prix HT
CMX79 Compteur-décompteur 3 mémoires	
PILA01 Piles LR03 (AAA), la boîte de 10	