

Kits d'aspiration portables pompe à piston

- pompe à vide à piston, fonctionnement sans huile
- double sécurité anti-débordement
- poignée de transport ergonomique
- mode aspiration continue
- interrupteur à flotteur intégré
- bouteille de récupération des liquides en PC autoclavable, capacité 3000 ml
- filtre seringue 0,22 µm en PTFE hydrophobe autoclavable entre la pompe et la bouteille d'aspiration, empêche les bactéries de pénétrer dans la pompe
- alimentation : 230 V - 50 Hz



	kit d'aspiration	kit d'aspiration avec pipette
débit	38 l / min	38 l/min
raccord	3/16"	3/16"
capacité bouteille de récupération	3000 ml	3000 ml
dim (lxpxh)	540 x 240 x h350 mm	530 x 240 x h350 mm
poids	12 kg	12 kg
Kit d'aspiration portable pompe à piston	PV1315 1	PV1320 2
Options		
Bouteille de récupération 3000 ml	PV1435	PV1435
Tube en silicone, le mètre	AX38812	AX38812
Filtres seringue PTFE stériles, les 100	FS1303S	FS1303S

PV1315



- livré avec :
- 1 bouteille de récupération 3000 ml
 - 1 pointe monocanale

PV1320



- livré avec :
- 1 bouteille de récupération 3000 ml
 - 1 poignée pour adaptateur
 - 1 adaptateur monocanal
 - 1 adaptateur 8 canaux