

## Papiers filtres absorbants



- papiers-filtres lisses en cellulose pure
- poids selon DIN 53104
- temps de filtration selon DIN 53137
- la rame de 500 feuilles ou la boîte de 100 feuilles

Essuyeurs	blanc		gris		blanc	
vitesse	moyenne		moyenne		très rapide	
<b>poids</b>	64 g/m <sup>2</sup>		65 g/m <sup>2</sup>		73 g/m <sup>2</sup>	
<b>résistance</b>	1,45 kg/cm <sup>2</sup>		-		1,25 kg/cm <sup>2</sup>	
<b>épaisseur papier</b>	0,15 mm		0,16 mm		0,17 mm	
<b>temps de filtration</b>	50 s		-		22 s	
<b>porosité</b>	10 à 20 µm		-		17 à 30 µm	
<b>feuilles</b>						
400 x 400 mm	FL1260	les 500		-		-
420 x 520 mm	LMR204	les 500	LMR214	les 500		-
460 x 570 mm	FL1262	les 100		-		-
500 x 500 mm	FL1263	les 500		-		-
520 x 520 mm	FL1264	les 500		-	FL1360	les 500
600 x 600 mm	FL1265	les 500		-	FL1361	les 500
600 x 600 mm	FL1266	les 100		-		-
<b>feuilles pliées</b>						
420 x 520 mm	FL1270	les 500	FL1273	les 500		-
420 x 520 mm	FL1271	les 50		-		-
420 x 520 mm	FL1272	les 25		-		-

## Papiers filtres absorbants qualitatifs



- papiers-filtres lisses en cellulose pure
- poids selon DIN 53104
- temps de filtration selon DIN 53137
- la boîte de 100 feuilles ou la rame de 500 feuilles

Essuyeurs	blanc	
vitesse	rapide	
<b>poids</b>	73 g/m <sup>2</sup>	
<b>résistance</b>	1,25 kg/cm <sup>2</sup>	
<b>épaisseur papier</b>	0,17 mm	
<b>temps de filtration</b>	22 s	
<b>porosité</b>	17 à 30 µm	
<b>feuilles</b>		
450 x 450 mm	FL1470	les 500
460 x 570 mm	FL1471	les 100
580 x 580 mm	FL1472	les 500

## Papiers buvard



- pour les analyses de la pâte à papier selon la méthode de Cobb
- le paquet de 100 feuilles

absorption	300 g/m <sup>2</sup>	490 g/m <sup>2</sup>
grade	190 g/m <sup>2</sup>	255 g/m <sup>2</sup>
12 x 12 cm	-	FL2770
13 x 13 cm	-	FL2771
15 x 15 cm	FL2760	FL2772
15 x 30 cm	FL2761	-
16 x 16 cm	-	FL2773
17 x 17 cm	-	FL2774
20 x 20 cm	FL2762	FL2775
22 x 22 cm	FL2763	FL2776
25 x 25 cm	FL2764	FL2777
25 x 30 cm	FL2765	FL2778
30 x 30 cm	-	FL2779
33 x 33 cm	-	FL2780
35 x 35 cm	-	FL2781
40 x 40 cm	-	FL2782
50 x 50 cm	FL2766	FL2783
50 x 65 cm	FL2767	FL2784
68 x 68 cm	-	FL2785
25 x 100 cm	FL2768	FL2786
27 x 100 cm	FL2769	FL2787