

Agitateurs magnétiques ultra plats, étanches

6 postes

8 postes

- boîtier en acier inox
- barreau magnétique stable à faible vitesse
- affichage digital : vitesse et puissance
- sauvegarde des derniers réglages après arrêt de l'appareil
- régulation de la puissance pour grand volume ou substance visqueuse
- agitation par induction, sans moteur (pas d'entretien)
- centrage automatique du barreau, démarrage progressif
- température ambiante : -10 à +50°C, à 80% HR
- 6 x 1000 ml ou 8 x 600 ml maximum avec béccher forme haute selon modèle
- jusqu'à 3000 ml par poste (nombre de poste disponible variable selon l'encombrement du récipient)

capacité	6 x 1000 ml	8 x 600 ml
capacité d'agitation max par poste	3 litres	3 litres
surface	acier inox	acier inox
vitesse	100 à 2000 tr/min	100 à 1600 tr/min
puissance d'agitation	5 / 10 / 15 / 20 W	5 / 10 / 15 / 20 W
distance entre les postes	130 mm	90 mm
protection	IP64	IP64
dimensions / poids	245 x p425 x h38 mm / 8,7 kg	185 x 420 x h38 mm / 6,4 kg
alimentation	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz
Agitateurs magnétiques	GV5000	GV5400 [1]



Agitateurs magnétiques ultra plats, étanches

12 postes

15 postes

- boîtier en acier inox
- barreau magnétique stable à faible vitesse
- affichage digital : vitesse et puissance
- sauvegarde des derniers réglages après arrêt de l'appareil
- régulation de la puissance pour grand volume ou substance visqueuse
- agitation par induction, sans moteur (pas d'entretien)
- centrage automatique du barreau, démarrage progressif
- température ambiante : -10 à +50°C, à 80% HR
- 12 x 600 ml ou 15 x 250 ml maximum selon modèle avec béccher forme haute
- jusqu'à 3000 ml par poste (nombre de poste disponible variable selon l'encombrement du récipient)



capacité	12 postes x 600 ml	15 postes x 250 ml	15 postes x 250 ml
capacité d'agitation max par poste	3 litres	1,5 litres	3 litres
surface	acier inox	acier inox	acier inox
vitesse	100 à 1600 tr/min	120 à 1200 tr/min	100 à 2000 tr/min
puissance	5 / 10 / 15 / 20 W	10 W	5 / 10 / 15 / 20 W
distance postes	90 mm	65 mm	65 mm
protection	IP64	IP64	IP64
dimensions / poids	275 x 420 x h38 mm / 9 kg	245 x 425 x h38 mm / 9 kg	245 x 425 x h38 mm / 9 kg
alimentation	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz	240 V, 50 Hz
Agitateurs	GV5500 [1]	GV5100 [2]	GV5200