



ARMOIRES DE SÉCURITÉ

Armoires de sécurité portes pliantes certifiées EN14470-1 pour produits inflammables

- ▶ certifiées EN14470-1 / 90 minutes
- ▶ modèles avec portes à fermeture systématique ou temporisée
- ▶ 3 équipements intérieurs au choix



Caractéristiques générales

- armoires de sécurité certifiées norme EN14470-1 : résistance au feu 90 minutes
- construction en "sandwich" : parois externes en tôle d'acier, cloisons internes en plâtre et bois, parois intérieures et tiroirs en tôle d'acier
- coloris au choix : **jaune** (ajouter la lettre "J" à la fin de la référence) ou **gris** (ajouter la lettre "G")
- joints intumescents : se dilatent en cas d'élévation de la température, assurent une parfaite isolation de l'intérieur de l'armoire
- gonds de porte anti-éincelles
- signalisation sur la face externe de la porte
- serrure de porte livrée avec une clé
- pieds réglables en hauteur
- ventilation et filtration en option

Portes à fermeture systématique

- fermeture des portes dès que l'utilisateur lâche la poignée, possibilité de bloquer la porte en position ouverte
- aérations équipées d'un thermofusible déclenchant la fermeture forcée automatique des portes, quelle que soit la position initiale, en moins de 20 s., si la température ambiante dépasse +50°C

Portes à fermeture temporisée

- fermeture des portes enclenchée automatiquement 60 s. après l'ouverture
- aérations équipées d'un thermofusible déclenchant la fermeture forcée automatique des portes, quelle que soit la position initiale, en moins de 20 s., si la température ambiante dépasse +50°C
- armoires à 2 portes : **ouverture assistée des 2 portes simultanément d'une seule main**; l'ouverture d'une porte entraîne l'ouverture de l'autre grâce à un système d'entraînement couplé asynchrone avec guidage coulissant

3 équipements intérieurs au choix

- modèles avec 3 étagères fixes en acier revêtement époxy, en forme de bac de rétention (charge max. : 75 kg / étagère) + 1 bac de rétention avec 1 caillebotis, pour éviter que les récipients ne plongent dans les substances accidentellement renversées
- modèles avec 6 tiroirs en acier revêtu époxy, en forme de bac de rétention, à fermeture systématique
- modèle avec 4 tiroirs en acier revêtu époxy, en forme de bac de rétention, à fermeture systématique et 1 tiroir-coffre dim. 330x460xh200 mm, charge max. 50 kg

Livraison et installation

- **livraison standard**, rez-de-chaussée ou quai de déchargement, en France métropolitaine hors Corse, **incluse dans le prix de l'armoire**
- **livraison et installation : sur demande**

Armoires portes pliantes	armoire 600 mm 1 porte		armoire 1200 mm 2 portes
	profondeur standard	Type "profond"	hauteur standard
dim. externes (lxpxh mm)	600x615xh1970	600x750xh1970	1200x615xh1970
dim. internes (lxpxh mm)	450x524xh1742	450x657xh1742	1050x524xh1742
poids armoires étagères / tiroir	290 kg / 260 kg	260 kg	450 kg / 420 kg
étagère dim. (lxpxh) s	345x505xh50 mm	-	865x510xh90 mm
bac de rétention, capacité	22 litres	-	33 litres
tiroir dim. (lxpxh) / charge max.	345x500xh50 mm / 25 kg	345x500xh50 mm / 25 kg	840x490xh90 mm / 60 kg
▼ Armoires équipement intérieur : 3 étagères + 1 caillebotis + 1 bac de rétention			
Armoires à fermeture systématique	EX9004 [1]	-	EX9016 [5]
Armoires à fermeture temporisée	EX9002	-	EX9018
▼ Armoires équipement intérieur : 6 tiroirs			
Armoires à fermeture systématique	-	EX9010	EX9020
Armoires à fermeture temporisée	EX9005 [2]	-	EX9021 [4]
▼ Armoires équipement intérieur : 4 tiroirs + 1 tiroir coffre			
Armoire à fermeture temporisée	-	EX9013 [3]	-