

ThermoStat C et ThermoMixer®

► compatibles avec tous les Smartblocks



Encombrement minimum

- gestion excellente de la température
- affichage digital
- touches d'accès rapide aux différents programmes prédéfinies et aux menus
- 13 SmartBlocks au choix
- reconnaissance automatique des Smartblocks avec réglage automatique
- livrés sans Smartblocks

	ThermoStat C	ThermoMixer® C
fonctions	chauffage / refroidissement	chauffage / refroidissement / agitation
capacité d'échantillonnage	tubes / plaques de 5 µl à 50 ml	tubes / plaques de 5 µl à 50 ml
plages de température	-30° à +110°C	-15° à +100°C
vitesse d'agitation	-	300 à 3.000 tr/min
rayon d'agitation	-	1,5 mm
orbite d'agitation	-	Ø 3 mm
précision de température	±0,5°C à 20-45°C	±0,5°C à 20-45°C
minuterie	5 s à 99,30 h	5 s à 99,30 h
interfaces	USB	USB
dimensions (lxpxh)	206 x 304 x 136 mm	206 x 304 x 136 mm
poids	4,3 kg	6,3 kg
alimentation	220-240 V	220-240 V
Thermblocs	DP6530 <b>1</b>	DP6500 <b>2</b>

SmartBlocks®

Blocs tubes et cryotubes



Plaques PCR



Microplaques et plaques Deepwell (DWP)



capacité	forme du fond	temp. max.	vitesse	référence	Prix HT
<b>blocs pour cryotubes</b>					
24 cryotubes	plat	+110°C	2000 tr/min <b>3</b>	DP6510	
<b>blocs pour tubes</b>					
4 tubes x 50 ml	conique	+100°C	1000 tr/min <b>4</b>	DP6516	
8 tubes x 5 ml	conique	+100°C	1000 tr/min <b>5</b>	DP6514	
8 tubes x 15 ml	conique	+100°C	1000 tr/min <b>6</b>	DP6515	
24 tubes x 0,5 ml	conique	+100°C	2000 tr/min <b>7</b>	DP6511	
24 tubes x 1,5 ml	conique	+100°C	2000 tr/min <b>8</b>	DP6512	
24 tubes x 2 ml	rond	+100°C	2000 tr/min <b>9</b>	DP6513	
24 tubes 12 mm*	rond	+110°C	2000 tr/min <b>10</b>	DP6517	
<b>plaques PCR</b>					
PCR 96 puits	conique	+100°C	2000 tr/min <b>11</b>	DP6518	
PCR 384 puits	conique	+100°C	3000 tr/min <b>12</b>	DP6519	
<b>microplaques et Deepwell (DWP)</b>					
DWP 96/500 µl	-	+100°C	1500 tr/min <b>13</b>	DP6520	
DWP 1000 µl	-	+100°C	1500 tr/min <b>14</b>	DP6521	
microplaques et DWP	plat	+100°C	3000 tr/min <b>15</b>	DP6522	
* hauteur 35 à 75 mm					
<b>accessoires</b>				référence	Prix HT
<b>couvertres</b>					
pour Smartblock 0,5 à 2 ml et plaques PCR et DWP				DP6523	
<b>racks de transfert</b>					
racks de transfert pour Smartblock 0,5 ml				DP6524	
racks de transfert pour Smartblock 1,5 et 2 ml				DP6525	