



## Cryoîtes 133 x 133 mm en carton avec revêtement, avec couvercle à bords longs

- boîtes cryogéniques en carton
- revêtement standard hydrofuge ou imperméable
- couvercle à bords longs
- séparateurs en option



modèle	hauteur extérieure	blanc	bleu	vert	rouge	jaune	compatibilité avec séparateurs
		○	●	●	●	●	hauteur préconisée
<b>cryoîtes avec revêtement standard hydrofuge</b>							
cryoîte 133 x 133 x h50 mm	53 mm	NL58110	NL58111	NL58112	NL58113	NL58114	25 et 30 mm
cryoîte 133 x 133 x h75mm	78 mm	NL58210	NL58211	NL58212	NL58213	NL58214	30 et 40 mm
cryoîte 133 x 133 x h100 mm	103 mm	NL58310	NL58311	NL58312	NL58313	NL58314	40 et 65 mm
cryoîte 133 x 133 x h130 mm	133 mm	NL58410	NL58411	NL58412	NL58413	NL58414	65 et 80 mm
<b>cryoîtes avec revêtement imperméable en plastique</b>							
cryoîte 133 x 133 x h50 mm	53 mm	NL59110	NL59111	NL59112	NL59113	NL59114	25 et 30 mm
cryoîte 133 x 133 x h75mm	78 mm	NL59210	NL59211	NL59212	NL59213	NL59214	30 et 40 mm
cryoîte 133 x 133 x h100 mm	103 mm	NL59310	NL59311	NL59312	NL59313	NL59314	40 et 65 mm
cryoîte 133 x 133 x h130 mm	133 mm	NL59410	NL59411	NL59412	NL59413	NL59414	65 et 80 mm

séparateur	hauteur 25 mm	hauteur 30 mm	hauteur 40 mm	hauteur 65 mm	hauteur 80 mm
9 divisions pour tubes de Ø 41,2 mm	NL21110	NL21210	NL21310	NL21410	NL21510
16 divisions pour tubes de Ø 30,8 mm	NL21111	NL21211	NL21311	NL21411	NL21511
25 divisions pour tubes de Ø 24,5 mm	NL21112	NL21212	NL21312	NL21412	NL21512
36 divisions pour tubes de Ø 20,3 mm	NL21113	NL21213	NL21313	NL21413	NL21513
49 divisions pour tubes de Ø 17,3 mm	NL21114	NL21214	NL21314	NL21414	NL21514
64 divisions pour tubes de Ø 15 mm	NL21115	NL21215	NL21315	NL21415	NL21515
81 divisions pour tubes de Ø 13 mm	NL21116	NL21216	NL21316	NL21416	NL21516
100 divisions pour tubes de Ø 12 mm	NL21117	NL21217	NL21317	NL21417	NL21517
121 divisions pour tubes de Ø 10,8 mm	NL21118	NL21218	NL21318	NL21418	NL21518
144 divisions pour tubes de Ø 9,8 mm	NL21119	NL21219	NL21319	NL21419	NL21519
169 divisions pour tubes de Ø 9 mm	NL21120	NL21220	NL21320	NL21420	NL21520
196 divisions pour tubes de Ø 8,3 mm	NL21121	NL21221	NL21321	NL21421	NL21521
225 divisions pour tubes de Ø 7,7 mm	NL21122	NL21222	NL21322	NL21422	NL21522
256 divisions pour tubes de Ø 7,2 mm	NL21123	NL21223	NL21323	NL21423	NL21523