


Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, hauteurs variables, séparateurs au choix

- boîtes cryogéniques en polypropylène
- hauteurs variables au choix
- température : -100°C à +121°C
- autoclavables
- séparateurs en carton hydrophobe au choix
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



cryoboîtes sans séparateur		hauteur 70-80 mm	hauteur 96-106 mm	hauteur 121-131 mm	hauteur 145-155 mm
●	naturel	NL37010	NL38010	NL39010	NL41010
●	bleu	NL37011	NL38011	NL39011	NL41011
●	vert	NL37012	NL38012	NL39012	NL41012
●	orange	NL37013	NL38013	NL39013	NL41013
●	rouge	NL37014	NL38014	NL39014	NL41014
●	jaune	NL37015	NL38015	NL39015	NL41015
●	noir	NL37016	NL38016	NL39016	NL41016

compatibilité avec séparateurs				
hauteur des séparateurs préconisée	40 mm	40 et 65 mm	65 et 80 mm	80 mm

séparateur	hauteur 40 mm	hauteur 65 mm	hauteur 80 mm
9 divisions pour tubes de Ø 41,2 mm	NL21310	NL21410	NL21510
16 divisions pour tubes de Ø 30,8 mm	NL21311	NL21411	NL21511
25 divisions pour tubes de Ø 24,5 mm	NL21312	NL21412	NL21512
36 divisions pour tubes de Ø 20,3 mm	NL21313	NL21413	NL21513
49 divisions pour tubes de Ø 17,3 mm	NL21314	NL21414	NL21514
64 divisions pour tubes de Ø 15 mm	NL21315	NL21415	NL21515
81 divisions pour tubes de Ø 13 mm	NL21316	NL21416	NL21516
100 divisions pour tubes de Ø 12 mm	NL21317	NL21417	NL21517
121 divisions pour tubes de Ø 10,8 mm	NL21318	NL21418	NL21518
144 divisions pour tubes de Ø 9,8 mm	NL21319	NL21419	NL21519
169 divisions pour tubes de Ø 9 mm	NL21320	NL21420	NL21520
196 divisions pour tubes de Ø 8,3 mm	NL21321	NL21421	NL21521
225 divisions pour tubes de Ø 7,7 mm	NL21322	NL21422	NL21522
256 divisions pour tubes de Ø 7,2 mm	NL21323	NL21423	NL21523