

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, hauteur 45-53 mm, 81 tubes, identification numérique

- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 45-53 mm
- 81 tubes jusqu'à Ø 12,5 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec identification numérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



modèle		
	avec identification numérique (1-81) sur le couvercle	avec identification numérique (1-81) sur le fond de la boîte et le couvercle
naturel	NL48070	NL48080
bleu	NL48071	NL48081
vert	NL48072	NL48082
orange	NL48073	NL48083
rouge	NL48074	NL48084
jaune	NL48075	NL48085

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, hauteur 52 mm, 81 tubes, sans identification



- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 52 mm
- 81 tubes jusqu'à Ø 12,5 mm
- température : -100°C à +121°C
- sans identification numérique ou alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

modèle	
	sans identification numérique ou alphanumérique
naturel	NL51010
bleu	NL51011
vert	NL51012
orange	NL51013
rouge	NL51014
jaune	NL51015
violet	NL51016
noir	NL51017