

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, hauteur variable 45-53 mm

- cryoboîtes en polypropylène hauteur variable de 45-53 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec ou sans identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)



tubes	naturel	bleu	vert	orange	rouge	jaune	violet	noir
	●	●	●	●	●	●	●	●
cryoboîtes sans identification alphanumérique								
49 tubes	NL52010	NL52011	NL52012	NL52013	NL52014	NL52015	NL52016	NL52017
cryoboîtes avec identification alphanumérique								
49 tubes	NL52110	NL52111	NL52112	NL52113	NL52114	NL52115	NL52116	NL52117
64 tubes	NL52210	NL52211	NL52212	NL52213	NL52214	NL52215	NL52216	NL52217
100 tubes	NL52310	NL52311	NL52312	NL52313	NL52314	NL52315	NL52316	NL52317

Cryoboîtes 130 x 130 mm en polypropylène, hauteur fixe 52 mm



- cryoboîtes en polypropylène hauteur fixe de 52 mm
- température : -100°C à +121°C
- avec ou sans identification alphanumérique
- autoclavables
- couvercle translucide : visualisation des tubes contenus dans la boîte sauf noir (couvercle et boîte noirs pour échantillons sensibles à la lumière)

tubes	naturel	bleu	vert	orange	rouge	jaune	violet	noir
	●	●	●	●	●	●	●	●
cryoboîtes sans identification alphanumérique								
49 tubes	NL53010	NL53011	NL53012	NL53013	NL53014	NL53015	NL53016	NL53017
cryoboîtes avec identification alphanumérique								
49 tubes	NL53110	NL53111	NL53112	NL53113	NL53114	NL53115	NL53116	NL53117
64 tubes	NL53210	NL53211	NL53212	NL53213	NL53214	NL53215	NL53216	NL53217
100 tubes	NL53310	NL53311	NL53312	NL53313	NL53314	NL53315	NL53316	NL53317