

Microcentrifugeuses 5425 et 5425 R

- ▶ Microcentrifugeuse 5425 : non réfrigérée
- ▶ Microcentrifugeuse 5425 R : réfrigérée

- affichage digital éclairé
- encombrement compact
- très silencieuses même sans couvercle de rotor
- panneau de commande à clavier ou à boutons rotatifs
- rampes d'accélération et de freinage ajustables
- fermeture ergonomique du couvercle
- 6 rotors en option
- livrées avec ou sans rotors



2



3



1 + 9

Rotors en option



4



5



6



7



8



9

	Microcentrifugeuse 5425	Microcentrifugeuse 5425 R
vitesse réglable	100 à 15.060 tr/min	100 à 15.060 tr/min
accélération rotor angulaire	21.300 g	21.300 g
accélération rotor libre	3.217 g	3.217 g
vitesse accélération / freinage	15 s	15 s
plage de températures	-	-10 °C à +40 °C
dimensions (lxpxh) / poids	240 x 390 x h240 mm / 15,6 kg	290 x 480 x h260 mm / 21 kg
minuterie	10 s à 10 h	10 s à 10 h
niveau sonore	45 - 51 dB	54 dB
alimentation / puissance	230 V - 50 Hz / 280 W	230 V - 50 Hz / 360 W
Microcentrifugeuse à clavier, sans rotor	DP8800	DP8801
Microcentrifugeuse à boutons rotatifs, sans rotor	DP8810	DP8811 1
Microcentrifugeuse à clavier + rotor de 24 microtubes 1,5 / 2 ml	DP8820	DP8821 2
Microcentrifugeuse à boutons rotatifs + rotor de 24 x 1,5 / 2 ml	DP8830 3	DP8831
Microcentrifugeuse à boutons rotatifs + rotor de 18 colonnes	DP8840	-
rotors pour microtubes de 0,2 ml		
32 x microtubes 0,2 ml ou 4 x 8 barrettes PCR	DP8850 4	DP8850
96 x microtubes 0,2 ml ou 12 x 8 barrettes PCR, avec nacelle	DP8851 5	DP8851
rotors pour microtubes de 1,5/2,0 ml AVEC couvercle anti-aérosol		
18 x microtubes 1,5/2,0 ml ou colonnes	DP8852 6	DP8852
24 x microtubes 1,5/2,0 ml	DP8853 7	DP8853
24 x microtubes 1,5/2,0 ml, revêtement PTFE	DP8854 8	DP8854
rotors pour tubes de 5 ml AVEC couvercle anti-aérosol		
10 x tubes 5 ml	DP8855 9	DP8855
adaptateurs pour rotors		
adaptateurs pour microtubes PCR 0,2 ml, pour rotors 1,5 / 2 ml	DP8505 les 6	DP8505 les 6
adaptateurs pour microtubes 0,4 ml, pour rotors 1,5 / 2 ml	DP8506 les 6	DP8506 les 6
adaptateurs pour tubes 0,5 ml, pour rotors 1,5 / 2 ml	DP8507 les 6	DP8507 les 6
adaptateurs pour cuves 1,5 / 2 ml pour rotors 5 ml	DP8856 les 4	DP8856 les 4
adaptateurs pour cryotubes pour rotors 5 ml	DP8857 les 4	DP8857 les 4
adaptateurs pour tubes HPLC pour rotors 5 ml	DP8858 les 4	DP8858 les 4