

Compteur-décompteur horloge réveil 24 h

2 canaux - 2 alarmes - 2 mémoires

24 h

- deux alarmes distinctes
- fonction Snooze : alarme retardée toutes les 5 min
- mémorisation de la dernière programmation pour chaque canal
- affichage du temps de dépassement
- fixations : béquille, pince et aimant
- boîtier en métal robuste, façade en aluminium résistant aux attaques acides
- livré avec 1 pile

plage	24 h
résolution	1 seconde
horloge / réveil	24 heures
écran LCD	43 x 20 mm
chiffres	hauteur 15 mm
dimensions / poids	67 x 20 x 55 mm / 80 g
alimentation	1 pile LR44
Compteur-décompt.	CMX23
Piles recharge, les 2	PILB07



Compteur-décompteur horloge 24 h

2 canaux - 2 alarmes - 2 mémoires

24 h

- horloge 24 h. (12 am/pm), 2 compteurs - 2 décompteurs 24 h
- 11 touches de programmation
- programmation du temps par les touches heures, minutes et secondes
- affichage du temps de dépassement
- 2 alarmes distinctes (1 min) pour les 2 décompteurs
- 2 alarmes Snooze
- 2 mémoires : dernières programmations mémorisées
- boîtier plastique ABS
- fixation : béquille, oeillet, pince de poche et aimant
- livré avec 1 pile

plage	24 h
résolution	1 seconde
horloge	12 h (AM/PM)
écran LCD	45 x 20 mm
chiffres	hauteur 15 mm
dim. / poids	90 x 20 x 65 mm / 80 g
alimentation	1 pile LR03
Compteur-décompt.	CMX60
Piles recharge, les 10	PILA01



Compteur-décompteur horloge 24 h

écran géant

24 h

- programmation par les touches : Mode (Horloge ou Timer), Stop/Start, Remise à zéro, Heures, Minutes, Secondes
- horloge 24h. : réglage et affichage Heures, Minutes, Secondes
- compteur / décompteur : affichage heures, minutes, secondes, jusqu'à 23 h 59 min 59 s
- alarme sonore 60 s
- boîtier plastique ABS
- fixation : béquille, oeillet, et aimant

plage	24 h
résolution	1 seconde
horloge	24 h
écran LCD	62 x 33 mm
chiffres	hauteur 23 mm
dim. / poids	90 x 18 x 84 mm / 62 g
alimentation	1 pile AA 1,5 V.
Compteur-décompt.	CMX88
Piles recharge, les 10	PILA02



Compteur-décompteur écran géant

100 min.

100 min.

- touches : Stop/Start, MIN, SEC
- programmation du temps par pressions successives sur les touches MIN, SEC
- compteur / décompteur : affichage, minutes, secondes, jusqu'à 99 min 99 s
- alarme sonore 30 s
- boîtier plastique ABS
- fixation : béquille, oeillet, et aimant

plage	100 min.
résolution	1 seconde
écran LCD	61 x 28 mm
chiffres	hauteur 25 mm
dim. / poids	83 x 22 x 64 mm / ? g
alimentation	1 pile AAA LR03 1,5 V.
Compteur-décompt.	CMX40
Piles recharge, les 10	PILA01



Compteur-décompteur

100 min.

100 min.

- touches : Stop/Start, Remise à zéro
- programmation du temps directement sur les touches numériques, dans l'ordre minutes et secondes
- compteur / décompteur : affichage, minutes, secondes, jusqu'à 99 min 99 s
- alarme sonore 60 s
- boîtier plastique ABS
- fixation : béquille, oeillet, et aimant

plage	100 min.
résolution	1 seconde
écran LCD	32 x 12 mm
chiffres	hauteur 10 mm
dim. / poids	92 x 17 x 55 mm / 42 g
alimentation	1 pile LR44
Compteur-décompt.	CMX45
Piles recharge, les 2	PILB07

