

# CHRONOMÈTRES - COMPTEURS - DÉCOMPTEURS DE TEMPS

## Décompteurs mécaniques 60 min

60 min

Temps restant



- boîtier ABS avec cadre en acier inox
- verre acrylique
- disque rotatif avec indication rouge du temps restant
- signal sonore en fin de décompte
- minuteur à poser à plat ou à aimanter sur support métallique

Décompteur	0 à 60 min
graduations	0 à 60 min
dim. / poids	Ø 79 x 32 mm / 126 g
Décompteur rouge	CM3810
Décompteur bleu	CM3811
Décompteur blanc	CM3812

## Compteur de table à aiguilles

60 min

- compteur à quartz
- cadran horaire et décimal à 2 aiguilles sur 60 secondes/60 minutes
- résolution à la seconde ou 1/100e minute
- 2 boutons poussoirs :  
**Gris** = RAZ.  
**Rouge** = marche / arrêt
- boîtier ABS
- livré avec pile



Compteur	0 à 60 min
graduations	0 à 60 sec. / 0 à 60 min.
cadran	Ø110 mm
dim. / poids	135 x 130 x 95 mm / 360 g
alimentation	1 pile AA
Compteur	CM3830

## Support aimanté pour minuteurs



- couleur : argent
- dimensions : 180 (l) x 98 (p) x 204 (h) mm
- poids : 295 g
- compatible avec les minuteurs CM3810, CM3811 et CM3812

Référence	
CM3813	

## Compteur / décompteur 2 canaux affichage digital

10.000 min

10 h

- compteur de table
- écran LCD, hauteur des chiffres : 20 mm
- boîtier en plastique ABS
- fonctions compteur / 2 décompteurs
- fonction horloge
- double minuterie indépendante, combinée et/ou répétitive
- 3 bips avant la fin de cycle
- sonnerie réglable 0 à 100 dBb



Compteur	0 à 60 h. / 0 à 10.000 min.
graduations	1/10 sec - 1/100 min
cadran	Ø110 mm
dim. / poids	180 x 130 x 49 mm / 390 g
alimentation	1 pile AA
Compteur	CM3840