

DESSICCATEURS

Dessiccateurs automatiques en copolyester

33 litres | 45 litres | 56 litres

- dessiccateurs automatiques équipés de 2 ventilateurs : renouvellement de la cartouche dessiccation toutes les 20 min
- HR < 25 % de l'HR ambiante après 8 h
- anti-moisissure et anti-poussière : protège les produits hygroscopiques et anhydres
- parois transparentes en copolyester, traité anti-UV (99% bloqué)
- joints EPDM, fermeture par 2 loquets
- hygromètre de contrôle intégré
- paroi et étagères résistantes aux produits chimiques, étagères réglables
- poignées latérales



dessiccateur	horizontal 33 litres	vertical 45 litres	horizontal 56 litres	vertical 56 litres
dimensions intérieures (lxpxh)	300 x 350 x h210 mm	300 x 350 x h320 mm	450 x 350 x h300 mm	300 x 350 x h450 mm
dimensions extérieures	340 x 410 x h310 mm	340 x 410 x h410 mm	520 x 410 x h340 mm	340 x 410 x h520 mm
étagères	2 étagères	2 étagères	3 étagères	3 étagères
superposables	3 niveaux	3 niveaux	-	2 niveaux
Dessiccateurs manuels transparents	DES014 1	DES011	DES015	DES012 2

Cartouche de gel de silice



- cartouche en aluminium avec gel de silice encapsulé, saturation affichée sur la face supérieure par un indicateur de couleur allant du bleu au rose.
- régénération en 3h à 160°C

référence **Prix HT**
DES2004 Cartouche de gel de silice 40 g