

Blouses visiteur à glissière en polypropylène 25 g/m²

EPI cat. I

- en polypropylène non-tissé multicouches, 25 g/m²
- coloris blanc
- poignets élastiques
- avec ou sans poches, suivant modèle
- fermeture à glissière
- en sachet individuel



| taille | référence | | Prix HT | |
|--------|------------|--------|----------|--------|
| | sans poche | | 2 poches | |
| L | BS2030 | les 50 | BS2033 | les 50 |
| XL | BS2031 | les 50 | BS2034 | les 50 |
| XXL | BS2032 | les 50 | BS2035 | les 50 |

Blouses à glissière en polypropylène 40 g/m²

EPI Cat. I

- en polypropylène non-tissé, 40 g/m²
- fermeture à glissière
- poignets élastiques
- col chemise
- sans poche
- coloris blanc, bleu ou vert
- en sachet individuel



| taille | référence | | Prix HT | | référence | | Prix HT | |
|--------|---------------|---------|--------------|---------|--------------|---------|---------|--|
| | coloris blanc | | coloris bleu | | coloris vert | | | |
| L | SF1120 | les 100 | SF1130 | les 100 | SF1140 | les 100 | | |
| XL | SF1121 | les 100 | SF1131 | les 100 | SF1141 | les 100 | | |
| XXL | SF1122 | les 100 | SF1132 | les 100 | SF1142 | les 100 | | |

Blouses visiteur à pression en SMS

EPI cat. I

- en SMS (Spunbond / Meltblown / Spunbond), 25 g/m²
- fermeture par quatre boutons-pression
- poignets élastiques
- coloris blanc
- sans poche
- en sachet individuel



| taille | référence | Prix HT |
|--------|-----------|---------|
| L | BS2010 | les 50 |
| XL | BS2011 | les 50 |
| XXL | BS2012 | les 50 |

Blouses antistatiques en SMS

EPI cat. I

- en polypropylène non-tissé multicouches, 40 g/m²
- coloris blanc
- matériau léger, souple, traité antistatique sur les deux faces
- confection cousue
- manches longues, poignets élastiques
- fermeture par quatre boutons-pression
- en sachet individuel



| taille | référence | Prix HT |
|--------|-----------|---------|
| M | BS2053 | les 50 |
| L | BS2050 | les 50 |
| XL | BS2051 | les 50 |
| XXL | BS2052 | les 50 |