


Blouses en polypropylène non tissé  
bande jersey au poignet

EPI Cat. I



taille	référence		Prix HT	
	bleu ●		vert ●	
<b>blouses standards</b>				
M	MR1001	les 100	MR1005	les 100
L	MR1002	les 100	MR1006	les 100
XL	MR1003	les 100	MR1007	les 100
XXL	MR1004	les 100	MR1008	les 100
<b>blouses médicales (DMDIV)</b>				
M	MR1011	les 100	MR1015	les 100
L	MR1012	les 100	MR1016	les 100
XL	MR1013	les 100	MR1017	les 100
XXL	MR1014	les 100	MR1018	les 100

- EPI catégorie I
- 2 versions : standard ou médicales (dispositifs médicaux classe I)
- en polypropylène non tissé
- usage unique
- fermeture par cordon au coup et à la taille
- poignet terminé par une bande élastique non compressive
- poids : 22 g/m<sup>2</sup>
- 2 coloris : bleu ou vert

Blouses en polypropylène non tissé  
poignet ourlé et élastiqué

EPI Cat. I



taille	référence		Prix HT	
	bleu ●		vert ●	
<b>blouses standards</b>				
M	MR1021	les 100	MR1025	les 100
L	MR1022	les 100	MR1026	les 100
XL	MR1023	les 100	MR1027	les 100
XXL	MR1024	les 100	MR1028	les 100
<b>blouses médicales (DMDIV)</b>				
M	MR1031	les 100	MR1035	les 100
L	MR1032	les 100	MR1036	les 100
XL	MR1033	les 100	MR1037	les 100
XXL	MR1034	les 100	MR1038	les 100

- EPI catégorie I
- 2 versions : standard ou médicales (dispositifs médicaux classe I)
- en polypropylène non tissé
- usage unique
- fermeture par cordon au coup et à la taille
- poignet ourlé et élastiqué
- poids : 22 g/m<sup>2</sup>
- 2 coloris : bleu ou vert