

Casaques de chirurgie stériles en polypropylène non tissé SMS

- dispositifs médicaux classe I, stériles
- en polypropylène non tissé SMS (Spunbond Meltblown Spunbond)
- conformes à la norme EN13795-1:2019, définissant les exigences de performance de sécurité et protection contre les infections, pour les textiles chirurgicaux
- usage unique
- manches coupe raglan
- poignets en jersey polyester élastiqué
- fermeture par double cordon, intérieur et extérieur, et velcro au dos; cordons

- extérieurs protégés par une étiquette en carton
- poids : 35 g/m²
- coloris : bleu clair
- emballage individuel avec deux étiquettes de traçabilité TAG et 1 indicateur de stérilité
- modèles renforcés par un laminé PE+PP respirant au niveau de la poitrine et des 3/4 des manches



visualisation des renforts

taille	référence		Prix HT	
	standard		référence	renforcées
M	MR1110	les50	MR1115	les50
L	MR1111	les50	MR1116	les50
XL	MR1112	les50	MR1117	les50
XXL	MR1113	les50	MR1118	les50
XXXL	MR1114	les50	MR1119	les50

Casaques de chirurgie stériles en polypropylène non tissé SMMMS

- dispositifs médicaux classe I, stériles
- en polypropylène non tissé SMMMS (Spunbond Meltblown Meltblown Meltblown Spunbond)
- conformes à la norme EN13795-1:2019, définissant les exigences de performance de sécurité et protection contre les infections, pour les textiles chirurgicaux
- usage unique
- manches coupe raglan
- poignets en jersey polyester élastiqué
- fermeture par double cordon, intérieur

- et extérieur, et velcro au dos; cordons extérieurs protégés par une étiquette en carton
- poids : 35 g/m²
- coloris : bleu foncé
- emballage individuel avec deux étiquettes de traçabilité TAG, 1 indicateur de stérilité, et 2 essuie-mains 30 x 40 cm
- livrées pliées en livre pour préserver la stérilité pendant l'enfilage
- modèles renforcés par un laminé PE+PP respirant au niveau de la poitrine et des 3/4 des manches



visualisation des renforts

taille	référence		Prix HT	
	standard		référence	renforcées
M	MR1120	les50	MR1125	les50
L	MR1121	les50	MR1126	les50
XL	MR1122	les50	MR1127	les50
XXL	MR1123	les50	MR1128	les50
XXXL	MR1124	les50	MR1129	les50