

Charlottes rondes à clip en PP non tissé



MERCATOR



- dispositifs médicaux classe I, non stériles
- en polypropylène non tissé
- usage unique
- charlottes rondes maintenues par un élastique non compressif
- taille unique 52,5 cm
- poids : 11 g/m²
- sans latex
- pliage en accordéon
- 3 coloris : blanc, bleu et vert

Charlottes	taille 52,5 cm - 11 g/m ²	
Coloris	référence	Prix HT
○	MR1370	les 1000
●	MR1371	les 1000
●	MR1372	les 1000

Charlottes type bérêt en PP non tissé



MERCATOR



- dispositifs médicaux classe I, non stériles
- en polypropylène non tissé
- usage unique
- charlottes rondes maintenues par un élastique souple
- permet de couvrir les cheveux longs
- taille unique 55 cm
- poids : 13 g/m²
- sans latex
- 3 coloris : blanc, bleu et vert

Charlottes	taille 55 cm - 13 g/m ²	
Coloris	référence	Prix HT
○	MR1380	les 1000
●	MR1381	les 1000
●	MR1382	les 1000

Cagoules avec collerette Tyvek® 500

segetex-eif

Cat. I



- en Tyvek® 41 g/m², non-pelucheux et exempt de silicone, épaisseur 140 µm
- confection cousue
- élastique autour du cou et du visage
- convient à une utilisation en salles blanches BPF classe A/B (ISO Classe 5)
- traitement antistatique
- coloris blanc

Cagoules		
Coloris	référence	Prix HT
○	BS2540	les 100

Cagoule Tyvek®

segetex-eif

Cat. I



Conformes aux normes :
• EN 1149-1 (antistatique)

- en Tyvek® 41 g/m²
- confection cousue
- élastique autour du visage et à l'arrière de la nuque
- convient à une utilisation en salles blanches BPF classe A/B (ISO Classe 5)
- traitement antistatique
- coloris blanc

Cagoules		
Coloris	référence	Prix HT
○	BS2550	les 100