

Surchaussures Classic en PP, semelle PE

Cat. I



- dispositif médical de classe 1
- en non tissé polypropylène spunbonded
- semelle en polyéthylène gaufré
- 38 gr
- usage unique
- dim. : 39,5 cm x h15 cm
- coloris blanc

| Coloris | Taille | référence | Prix HT |
|---------|--------|---------------|---------|
| ○ | T.U | BS2690 | les 500 |

Surchaussures Segeclean à semelles antidérapantes

Cat. I



- en Polyéthylène gaufré 30 g/m², épaisseur 120 µm
- semelle imperméable en gomme de latex
- usage unique
- dim. 39 cm x h18cm
- élastique de serrage à la cheville
- coloris blanc/vert et blanc/gris

| Coloris | Taille | référence | Prix HT |
|---------|--------|---------------|---------|
| ○● | T.U | BS2610 | les 100 |
| ○● | T.U | BS2611 | les 100 |

Surchaussures polyéthylène gaufré soudé grande taille

Cat. I



- 100 % polyéthylène gaufré 80 µm
- usage unique
- confection soudée
- dim : 17,5 x h40 cm
- grande taille
- modèle imperméable

| Coloris | Taille | référence | Prix HT |
|---------|--------|---------------|---------|
| ○ | XXL | BS2620 | les 400 |

Surchaussures Tyvek®500 cousues interne

Cat. III

Conformes aux normes :


- EN 1149-5 (antistatique)
- EN 14126 (risques biologiques)



- en Tyvek® 500 perméable à l'air
- usage unique
- coutures internes cousues
- traitement antistatique
- longueur 40 cm
- élastique de serrage à la cheville
- coloris blanc

| Coloris | Taille | référence | Prix HT |
|---------|--------|---------------|---------|
| ○ | T.U | BS2630 | les 400 |

Mules anti-glisse



- pour le personnel en zone contrôlée
- semelle en mousse pour réduire le risque de glisse et amortir les chocs
- usage unique
- taille unique
- coloris : bleu/vert, semelles blanches

| Coloris | Taille | référence | Prix HT |
|---------|--------|---------------|----------|
| ○● | T.U | BS2640 | les 2000 |
| ○● | T.U | BS2641 | les 2000 |