

Masques médicaux 3 plis  
Type II, avec liens

Cat. I

EN 14683 Type II

certification  
DM 2017/745

- dispositifs médicaux classe I, non stériles
- en polypropylène non-tissé
- 3 plis
- la couche intérieure ne s'effiloche pas et ne s'empoussière pas
- filtre anti-bactéries
- barette nasale souple pour ajustement du masque au visage
- soudés par ultrasons
- attache par liens
- taille unique 17,5 x 9,5 cm
- 3 coloris : blanc, bleu et vert



coloris	Type II	
	référence	Prix HT
○	MR1410	les 2000
●	MR1411	les 2000
●	MR1412	les 2000

Masques médicaux 3 plis  
Type II, avec élastiques

Cat. I

EN 14683 Type II

certification  
DM 2017/745

- dispositifs médicaux classe I, non stériles
- en polypropylène non-tissé
- 3 plis
- la couche intérieure ne s'effiloche pas et ne s'empoussière pas
- filtre anti-bactéries
- barette nasale souple pour ajustement du masque au visage
- soudés par ultrasons
- attache par élastiques sans latex
- taille unique 17,5 x 9,5 cm
- 3 coloris : blanc, bleu et vert



coloris	Type II	
	référence	Prix HT
○	MR1420	les 2000
●	MR1421	les 2000
●	MR1422	les 2000