

## Draps d'examen

 Résistants à l'eau et aux solvants.



- draps d'examen, lisses ou gaufrés, 100% pure ouate de cellulose blanche

	draps lisses	draps gaufrés
<b>présentation</b>	rouleau de 150 formats	rouleau de 121 formats
<b>format</b>	2 plis	2 plis
<b>grammage / pli</b>	18 g/m <sup>2</sup>	18 g/m <sup>2</sup>
<b>absorption</b>	7,5 g/g	7,5 g/g
<b>dimensions</b>	50 x 38 cm	50 x 35 cm
<b>Draps d'examen</b>	<b>AC1010</b> les 12 x 150	<b>AC1015</b> les 9 x 121

## Draps housse de lit 90 x 200 cm à usage unique



- Dispositif Médical (DM) de classe 1
- en non tissé polypropylène
- 25 gr/m<sup>2</sup>
- pour recouvrir les matelas et assurer une hygiène parfaite de la literie
- couture dans les 4 coins et élastique de maintien
- bords du drap élastiqués
- traités antistatique
- coloris blanc
- taille unique, dimension : largeur : 90 cm longueur : 200 cm rabat : 20 cm
- emballage par 10 sous sachet recyclé

**Distributeur** **Prix HT**  
**BS2890** Draps housse en polypropylène, les 100

## Carré de soins absorbants



- pour la toilette et l'hygiène corporelle de l'adulte ou de l'enfant,
- non tissé airlaid en ouate
- 50 gr/m<sup>2</sup>
- capacité d'absorption 10 g/g
- respectent la fragilité de la peau
- pliage en Z pour faciliter la préhension
- coloris blanc

dimensions	référence	Prix HT
20 x 30 cm	<b>BS2901</b> les 1400	
30 x 30 cm	<b>BS2902</b> les 1400	
30 x 40 cm	<b>BS2903</b> les 600	
40 x 50 cm	<b>BS2904</b> les 400	

## Serviettes de toilette à usage unique



- en cellulose Airlaid non tissé souple et absorbant 57 g/m<sup>2</sup>
- capacité d'absorption 10,5 g/g
- coloris blanc
- emballage par sachets de 50 unités

dimensions	référence	Prix HT
40 x 80 cm	<b>BS2501</b> les 200	
60 x 100 cm	<b>BS2502</b> les 200	

## Gants de toilette stériles à usage unique



- dispositif médical de classe 1
- ouverture décalée pour faciliter le passage de la main
- fibres conformes aux exigences OEKO-TEX
- 50% non tissé viscose et 50% polyester, 75 g/m<sup>2</sup>
- très résistant à l'état humide, non pelucheux, doux et absorbant
- couture soudée
- stérilisation : autoclave et oxyde d'éthylène
- coloris blanc
- emballage par sachets de 50 unités

dimensions	référence	Prix HT
15,5 x 21 cm	<b>BS2520</b> les 1000	