

Incubateurs Hettcube de paille 60 et 120 litres

T° amb. +5 °C à +65°C

- ▶ convection naturelle ou convection forcée
- ▶ respectueux de l'environnement



construction

- intérieur en acier inoxydable
- fermeture de porte avec joints magnétiques, inversion du sens de la porte simple
- porte verrouillable
- alarme porte ouverte, visuelle et sonore
- porte intérieure vitrée en option
- clapet d'arrivée d'air électrique, ouverture réglable électroniquement
- livrées avec 2 plateau métalliques
- port d'accès Ø 30 mm sur paroi gauche
- 2 capteurs de température PT 100

contrôle de l'appareil

- précision de température élevée, température spatiale et temporelle homogène
- écran tactile de 4,3"
- affichage de la température de consigne, la température réelle, l'état du programme, les événements et paramètres
- sélection de température Classe 2.0 et 3.1 avec alarme de température visuelle et sonore
- rampes de température programmables, nombreuses paramètres de programmation : durée, température, ventilateur et volet d'air

- mémoire interne de programmes et de données
- journal de bord : enregistrements de chaque ouverture de porte, alarmes et heures d'ouverture
- interfaces LAN et USB pour l'exportation des données
- réglage de la puissance du ventilateur sur les modèles à convection forcée

modèle	HETTCUBE 60 [1]		HETTCUBE 120 [2]	
	convection naturelle	convection forcée	convection naturelle	convection forcée
capacité utile	56 litres	56 litres	112 litres	112 litres
gamme de température	T° amb. +5° à +65°C	T° amb. +7,5° à +65°C	T° amb. +5° à +65°C	T° amb. +6,3° à +65°C
stabilité à +37°C	± 0,7°C	± 0,1°C	± 0,4°C	± 0,1°C
homogénéité de température à +37°C	± 0,8°C	± 0,3°C	± 0,8°C	± 0,3°C
dimensions internes (lxpxh)	400 x 360 x h390 mm	400 x 360 x h390 mm	460 x 450 x h540 mm	460 x 450 x h540 mm
plateaux inox livrés / max.	2 / 5 plateaux	2 / 5 plateaux	2 / 7 plateaux	2 / 7 plateaux
interfaces	USB - LAN	USB - LAN	USB - LAN	USB - LAN
dimensions externes (lxpxh)	590 x 620 x h710 mm	590 x 620 x h710 mm	660 x 710 x h850 mm	660 x 710 x h850 mm
poids total à vide	65 kg	65 kg	85 kg	85 kg
alimentation	230 V	230 V	230 V	230 V
Incubateurs Hettcube	CUB60N	CUB60F	CUB120N	CUB120F
options et accessoires				
portes internes vitrées	CUB061	CUB061	CUB121	CUB121
plateau métallique standard (charge max. 25 kg)	CUB062	CUB062	CUB122	CUB122
plateau perforé en acier inox (charge max. 25 kg)	CUB063	CUB063	CUB123	CUB123
plateau renforcé en acier inox (charge max. 50 kg)	CUB064	CUB064	CUB124	CUB124
kit d'empilage	CUB030	CUB030	CUB030	CUB030