

# ÉTUVES ET INCUBATEURS

## Incubateurs bactériologiques

 amb.+5°C à +80°C

► interface USB (pour les modèles programmables)

### Caractéristiques générales

- circulation d'air par convection naturelle
- écran tactile LCD
- régulation numérique de température PID avec sonde Pt100
- minuterie réglable de 0 à 99h ou infini
- sécurité de température classe 3.1
- réglage pour 4 langues (italien-anglais-français-espagnol)
- fonction sauvegarde de programme (température/entretien/ventilation)
- démarrage différé programmable (heure du jour)
- rapport d'étalonnage
- construction en acier laqué peinture époxy résistante aux acides
- porte avec serrure à clé
- chambre intérieure en acier inox
- porte interne vitrée
- 2 plateaux en acier inoxydable inclus
- passage de câble de Ø10 mm sur le dessus de l'appareil
- protection IP42
- alimentation : 230 V / 50 - 60 Hz



### Modèles programmables

- optimisation du temps de travail grâce à des cycles prédéfinis
- programmeur : 20 programmes de 8 segments, réglages du temps et de la température
- interface USB

### Options

- ouverture d'aération Ø 40 mm à l'arrière pour l'extraction des fumées
- ouverture d'aération Ø 40 mm à l'arrière pour l'extraction des fumées, ouverture / fermeture contrôlées par une manette sur la panneau de commande
- module Wifi de surveillance à distance pour Incubateurs programmables
- logiciel : contrôle des programmes de l'incubateur et acquisition des données, exportation sous forme de tableau ou de graphique

capacité	52 litres	120 litres	240 litres
gamme de température	T°amb.+5° à +80°C	T°amb.+5° à +80°C	T°amb.+5° à +80°C
homogénéité à +37°C	±0,4 °C	±0,8°C	±0,8°C
résolution	0,1°C	0,1°C	0,1°C
dimensions internes (lxpxh)	390 x 350 x h390 mm	500 x 470 x h520 mm	600 x 500 x h800 mm
nombre de plateaux livrés / max.	2 / 6 plateaux	2 / 8 plateaux	2 / 12 plateaux
charge max. par plateau / totale	20 kg / 50 kg	20 kg / 100 kg	20 kg / 120 kg
puissance chauffe	300 W	400 W	650 W
dimensions externes (lxpxh)	740 x 580 x 610 mm / 55 kg	850 x 710 x 740 mm / 68 kg	990 x 730 x 1030 mm / 80 kg
Incubateurs standard	INC2050	INC2120	INC2240
Incubateurs programmables	INC2055	INC2125	INC2245
options			
plateau supplémentaire	ECPL052	ECPL120	ECPL240
ouverture Ø 40 mm à l'arrière	INC201	INC201	INC201
ouverture Ø 40 mm à l'arrière ouverture/fermeture contrôlée	INC202	INC202	INC202
WiFi pour incubateurs programmable	INC203	INC203	INC203
logiciel pour incubateurs programmable	INC10RS	INC10RS	INC10RS