

Gants à usage unique en polyéthylène gaufré



- en polyéthylène Haute densité gaufré
- coloris transparent
- taille unique
- adaptés au contact alimentaire
- épaisseur 12 µm
- ambidextre
- longueur 300 mm
- souples et économiques
- les 10.000, par sachets de 100 gants

taille	référence	Prix HT
TU	GB1010	les 10.000

Gants à usage unique en polyéthylène lisse



- en polyéthylène Haute densité lisse
- coloris transparent
- taille unique
- adaptés au contact alimentaire
- épaisseur 25 µm
- ambidextre
- longueur 900 mm
- souples et économiques
- les 10.000, par sachets de 100 gants

taille	référence	Prix HT
TU	GB1012	les 10.000

Gants en polytène® non poudré

Normes :

CE 1935/2004



- Polytène®, composé de matières synthétique et polyéthylène
- agréé contact alimentaire
- longueur 260 mm
- coloris neutre ou bleu
- ambidextres
- bord roulé
- coloris neutre
- épaisseur : paume : 0,05 mm
- surface texturée

taille	référence	Prix HT	référence	Prix HT	
	coloris blanc		coloris bleu		
S	6/7	GB1507	les 200	GB1517	les 200
M	7/8	GB1508	les 200	GB1518	les 200
L	8/9	GB1509	les 200	GB1519	les 200
XL	9/10	GB1510	les 200	GB1520	les 200

Gants en Vinyle Nitrile bleus non poudrés

Cat. III

Normes :

DM 2017 / 745 Classe 1
 EN ISO 21420
 EN 455 (1 2)
 EN 374-1 (Type B)
 EN 16523 (KTP)
 EN 374-5 Virus



- dispositifs médicaux Classe 1
- AQL 1,5
- longueur 240 mm
- épaisseur paume 0,08 mm
- ambidextres
- bord roulé

taille	référence	Prix HT	
S	6/7	GB1607	les 100
M	7/8	GB1608	les 100
L	8/9	GB1609	les 100
XL	9/10	GB1610	les 100