

## Gants bleus manchette longue nitrile non poudré

Cat. III



### Normes :

DM 2017 / 745 Classe 1  
CE 1935/2004  
EN ISO 21420  
EN 455 (1 2 3)  
EN 374-1 (Type B)  
EN 16523 (KTP)  
EN 374-5 Virus



- dispositifs médicaux Classe 1
- AQL 1,5
- qualité médicale
- longueur 280 mm
- épaisseur doigt 0,14 mm, paume 0,09 mm
- adaptés au contact alimentaire
- ambidextres
- bord roulé
- texture non glissante, bout des doigts texturé

taille	référence	Prix HT
S 6/7	GB1107	les 100
M 7/8	GB1108	les 100
L 8/9	GB1109	les 100
XL 9/10	GB1110	les 100

## Gants PREMIUM noir nitrile non poudré

Cat. III



### Normes :

DM 2017 / 745 Classe 1  
CE 1935/2004  
EN ISO 21420  
EN 455 (1 2 3)  
EN 374-1 (Type B)  
EN 16523 (KTP)  
EN 374-5 Virus



- dispositifs médicaux Classe 1
- AQL 1,5
- qualité médicale
- longueur 240 mm
- épaisseur doigt 0,13 mm, paume 0,09 mm
- adaptés au contact alimentaire
- ambidextres
- bord roulé
- texture non glissante, bout des doigts texturé

taille	référence	Prix HT
S 6/7	GB1207	les 100
M 7/8	GB1208	les 100
L 8/9	GB1209	les 100
XL 9/10	GB1210	les 100

## Gants oranges nitrile non poudré

Cat. III



### Normes :

DM 2017 / 745 Classe 1  
CE 1935/2004  
EN ISO 21420  
EN 455 (1 2 3 4)  
EN 374-1 (Type B)  
EN 16523 (KPT)  
EN 374-5 Virus



- dispositifs médicaux Classe 1
- longueur 240 mm
- épaisseur paume 0,16 mm
- adaptés au contact alimentaire
- ambidextres
- bord roulé
- texture extra grip antidérapante
- ultra résistants à la déchirure

taille	référence	Prix HT
M 7/8	GB1308	les 50
L 8/9	GB1309	les 50
XL 9/10	GB1310	les 50
XXL 10/11	GB1311	les 50

## Gants roses nitrile non poudré

Cat. III



### Normes :

CE 1935/2004  
EN ISO 21420  
EN 374-1 (Type B)  
EN 16523 (JKT)  
EN 374-5 Virus



- AQL 1,5
- longueur 240 mm
- épaisseur paume 0,08 mm
- adaptés au contact alimentaire
- ambidextres
- bord roulé
- texture non glissante, bout des doigts texturé

taille	référence	Prix HT
XS 5/6	GB1406	les 100
S 6/7	GB1407	les 100
M 7/8	GB1408	les 100
L 8/9	GB1409	les 100
XL 9/10	GB1410	les 100