

Caissons isothermes universels 2 à 125 litres

- carton blanc qualité alimentaire et résistant à l'humidité
- grande résistance aux chocs thermiques et mécaniques
- isolation en mousse polyuréthane monobloc, épaisseur 50 à 75 mm
- couvercle injecté en polyuréthane, joint en mousse 3 mm
- utilisation compatible avec de la glace sèche
- incinérables



volume	isolation	dimensions externes	dimensions internes	poids à vide	référence	Prix HT
isolation standard - isolation épaisseur 30 à 45 mm						
2 litres	35 mm	210 x 190 x 270 mm	130 x 110 x 135 mm	0,61 kg	CK1710	
2,5 litres	35 mm	200 x 200 x 270 mm	120 x 120 x 180 mm	0,69 kg	CK1711	
3 litres	30 mm	250 x 250 x 170 mm	180 x 180 x 100 mm	0,71 kg	CK1712	
3 litres	40 mm	260 x 230 x 240 mm	175 x 140 x 150 mm	0,93 kg	CK1713	
5 litres	30 mm	250 x 250 x 240 mm	180 x 180 x 165 mm	0,85 kg	CK1714	
5 litres	45 mm	280 x 280 x 275 mm	175 x 175 x 165 mm	1,27 kg	CK1715	
6,7 litres	40 mm	277 x 277 x 280 mm	190 x 190 x 185 mm	1,23 kg	CK1716	
7 litres	45 mm	340 x 280 x 270 mm	240 x 180 x 160 mm	1,44 kg	CK1717	
9 litres	45 mm	385 x 290 x 260 mm	285 x 190 x 160 mm	1,66 kg	CK1718	
10 litres	40 mm	310 x 310 x 320 mm	220 x 220 x 220 mm	1,60 kg	CK1719	
16 litres	45 mm	430 x 370 x 282 mm	330 x 270 x 172 mm	2,20 kg	CK1720	
19 litres	40 mm	440 x 360 x 304 mm	350 x 270 x 200 mm	2,14 kg	CK1721	
20 litres	45 mm	380 x 380 x 395 mm	275 x 275 x 275 mm	2,55 kg	CK1722	
26 litres	40 mm	460 x 437 x 304 mm	370 x 350 x 200 mm	2,72 kg	CK1723	
30 litres	40 mm	450 x 390 x 385 mm	360 x 300 x 280 mm	2,80 kg	CK1724	
52 litres	40 mm	690 x 437 x 351 mm	600 x 350 x 247 mm	4,00 kg	CK1725	
55 litres	40 mm	530 x 530 x 420 mm	425 x 425 x 300 mm	4,20 kg	CK1726	
80 litres	45 mm	795 x 595 x 330 mm	698 x 495 x 230 mm	5,84 kg	CK1727	
isolation renforcée - isolation épaisseur 50 à 75 mm						
4,5 litres	50 mm	260 x 260 x 310 mm	155 x 155 x 190 mm	1,25 kg	CK1730	
10 litres	65 mm	350 x 350 x 380 mm	210 x 210 x 225 mm	2,40 kg	CK1731	
11 litres	65 mm	380 x 380 x 340 mm	240 x 240 x 200 mm	2,50 kg	CK1732	
12 litres	60 mm	267 x 360 x 450 mm	142 x 235 x 320 mm	2,34 kg	CK1733	
22 litres	60 mm	430 x 360 x 450 mm	305 x 235 x 325 mm	3,30 kg	CK1734	
35 litres	75 mm	580 x 432 x 455 mm	424 x 275 x 300 mm	5,00 kg	CK1735	
40 litres	50 mm	445 x 400 x 535 mm	335 x 290 x 425 mm	3,83 kg	CK1736	
52 litres	60 mm	653 x 552 x 388 mm	515 x 415 x 240 mm	5,40 kg	CK1737	
61 litres	50 mm	620 x 470 x 490 mm	500 x 350 x 350 mm	5,00 kg	CK1738	
125 litres	70 mm	810 x 610 x 580 mm	655 x 460 x 420 mm	10,80 kg	CK1739	