


Tubes capillaires pour microhématocrite

certification DM 2017/746

- produits de qualité, conformes à la norme internationale ISO 12772
- tubes polis au feu à l'extrémité pour réduire l'usure des joints de centrifugeuse
- code couleur suivant l'imprégnation du tube : sans

- héparine, héparine au sodium, à l'ammonium au lithium ou EDTA
- chaque tube hépariné contient au moins 4 à 7 µl d'héparine
- tubes en verre, modèles en plastique



type	Ø int./ext.	longueur	volume	cdt	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
					non hépariné					héparinés au Sodium		héparinés à l'Ammonium		héparinés au Lithium
tubes en verre														
standards	1,15/1,55 mm ±0,05 mm	75 mm ±0,5 mm	75 µl	les 100	TMHMH		TMH		VX2603		VX2604		VX2605	
non standards	0,95/1,35 mm ±0,05 mm	75 mm ±0,5 mm	50 µl	les 100	VX2611		VX2612		VX2613		VX2614		-	
précalibrés	0,55/1,55 mm ±0,05 mm	75 mm ±0,5 mm	14/18 µl*	les 100	-		VX2622		VX2623		-		-	
précalibrés	1,023/1,50 mm ±0,05 mm	75 mm ±0,5 mm	32/61 µl*	les 100	-		-		-		VX2634		-	
tubes en plastique														
en plastique	0,85/1,55 mm ±0,08 mm	75 mm ±1,0 mm	50 µl	les 100	VX2641		VX2642		VX2643		-		-	

* vol.1 / vol.2

Tubes capillaires héparinés pour gaz de sang

certification DM 2017/746

- en verre ou en plastique
- paroi épaisse
- conviennent aux adaptateurs Ø 2,3 mm

- héparine de Sodium ou de Lithium, héparinisation uniforme
- polissage au feu soigné
- embouts robustes
- bon fonctionnement garanti

volume	Ø int./ext.	longueur	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
			héparinés au Sodium		héparinés au Lithium	
tubes en verre						
130 µl	1,60/2,30 mm ±0,05 mm	75 mm ±1 mm	VX2661	les 1000	VX2664	les 1000
175 µl	1,60/2,30 mm ±0,05 mm	100 mm ±1 mm	VX2662	les 1000	VX2665	les 1000
220 µl	1,60/2,30 mm ±0,05 mm	125 mm ±1 mm	VX2663	les 1000	VX2666	les 1000
tubes en plastique						
130 µl	1,60/2,30 mm ±0,05 mm	75 mm ±1 mm	VX2667	les 800	-	-
175 µl	1,60/2,30 mm ±0,05 mm	100 mm ±1 mm	VX2668	les 800	-	-
220 µl	1,60/2,30 mm ±0,05 mm	125 mm ±1 mm	VX2669	les 800	-	-



Porte-pipette capillaire

- distribution de micro-échantillons de sang à partir d'un tube capillaire
- en boîtes de 100 pièces



référence	Prix HT
VX2651 Porte pipette capillaire standard	
VX2652 Porte pipette capillaire compact	

Embouts pour pipettes capillaires

- pour mélanger l'héparine avec le sang



référence	Prix HT
VX2653 Embouts pour pipettes Ø1,5/2,2mm, les 500	
VX2654 Embouts pour pipettes Ø2,2/2,8mm, les 500	

Agitateurs et aimants pour pipettes capillaires

- pour mélanger l'héparine avec le sang



référence	Prix HT
VX2655 Agitateurs pour pipettes capillaires, les 250	
VX2656 Aimants pour agitation, les 10	