

Imprimante portable M610

- ▶ environ 750 étiquettes / jour
- ▶ vitesse : 50,80 mm/s
- ▶ garantie 2 ans

	M610
écran	écran LCD couleur rétroéclairé
impression	monochrome
vitesse d'impression	50,80 mm/s
clavier	480 symboles
mémoire	512 MB RAM, 256 MB Flash
résolution d'impression	300 dpi
interfaces	USB
dimensions / poids	107,19 x 328,42 x 106,42 / 1,40 kg
alimentation	batterie rechargeable lithium-ion ou 8 piles AA ou adaptateur secteur
Imprimante	BY4000
Imprimante + logiciel	BY4000L
Imprimante + Bluetooth	BY4000B
Imprimante + Bluetooth + logiciel	BY4000BL
Rubans encreurs	
Ruban encreur résistant solvants	BY1494
Ruban encreur cire-résine	BY1495
Ruban encreur résine	BY1496



i
Pour cryotubes,
lamelles, cassettes
d'inclusion et
tubes PCR.

- construction robuste pour environnements difficiles
- formatage automatique des étiquettes après installation de la cartouche
- multilingues
- découpe par massicot automatique
- lame pour découpe manuelle intégrée
- logiciel WorkStation™ : prise en charge des codes barres, symboles, horodatage, graphiques, sérialisation automatique des données, réglage individuel des longueurs d'étiquette
- livrée complète en mallette, avec batterie, adaptateur secteur, câble USB, un ruban encreur BY1495 et une cartouche d'étiquettes vinyle blanches en bande continue 38,10 mm x 7,62 mètres


Rouleaux d'étiquettes pré-découpées avec liseré de couleur



étiquettes en polyester ultra mince, résistant à l'azote liquide, solvants -80°C - Ruban encreur BY1495										
		réf. BRADY								Prix HT
①	25,40 x 12,70 mm	M6-17-494	500 étiq.	BY4221	BY4222	BY4223	BY4224	BY4225	BY4226	
	25,40 x 25,40 mm	M6-19-494	250 étiq.	BY4231	BY4232	BY4233	BY4234	BY4235	BY4236	
⑤	25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm	M6-98-494	500 étiq.	BY4241	BY4242	BY4243	BY4244	BY4245	BY4246	

Rouleaux d'étiquettes pré-découpées ou en bande continue (références page suivante)

- cartouches prêtes à l'emploi
- étiquettes pré-découpées ou en bande continue



Rouleaux d'étiquettes pré-découpées ou en bande continue pour M610

	dimensions	réf. BRADY	réf.	nombre	Prix HT
étiquettes en polyester blanc ultra mince, pour azote liquide, résistantes au solvant -80°C (pour autoclave et bain marie) - Ruban encreur BY1494					
	20,96 x 9,53 mm	M6-130-492	BY4001	500 étiqu.	
	25,40 x 12,70 mm	M6-17-492	BY4002	250 étiqu.	
	25,40 x 22,86 mm	M6-156-492	BY4403	250 étiqu.	
1	25,40 x 25,40 mm	M6-19-492	BY4004	250 étiqu.	
	48,26 x 25,40 mm	M6-204-492	BY4005	250 étiqu.	
	44,45 x 25,40 mm	M6-203-492	BY4006	250 étiqu.	
	41,91 x 12,70 mm	M6-154-492	BY4007	500 étiqu.	
3	Ø 9,53 mm	M6-82-492	BY4011	500 étiqu.	
	Ø 12,7 mm	M6-83-492	BY4012	500 étiqu.	
4	25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm	M6-98-492	BY4021	500 étiqu.	
	22,86 x 12,70 / Ø 12,70 mm	M6-117-492	BY4022	500 étiqu.	
5	25,40 x 17,70 / Ø 9,52 mm	M6-120-492	BY4023	250 étiqu.	
	41,28 x 15,24 / Ø 9,52 mm	M6-205-492	BY4024	250 étiqu.	
6	12,7 x 5,24 mètres	M6C-500-492	BY4031	bande continue	
étiquettes en polyester blanc pour azote liquide (pour bain marie et autoclave) - Ruban encreur BY1495					
	31,75 x 9,53 mm	M6-112-490	BY4041	500 étiqu.	
	41,91 x 12,70 mm	M6-124-490	BY4042	500 étiqu.	
	41,28 x 15,24 mm	M6-76-490	BY4043	250 étiqu.	
1	45,72 x 15,24 mm	M6-126-490	BY4044	250 étiqu.	
	44,45 x 25,40 mm	M6-203-490	BY4045	250 étiqu.	
	48,26 x 25,40 mm	M6-78-490	BY4046	250 étiqu.	
	55,88 x 38,10 mm	M6-113-490	BY4047	100 étiqu.	
	38,10 x 98,43 mm	M6-114-490	BY4048	100 étiqu.	
étiquettes en polyester ultra mince, auto-protégées (une partie imprimable et une partie transparente pour le tour du tube) - Ruban encreur BY1495					
	28,58 x 9,53 mm	M6-123-461	BY4051	500 étiqu.	
	28,58 x 12,70 mm	M6-122-461	BY4052	500 étiqu.	
	4,75 x 38,10 mm	M6-108-461	BY4053	750 étiqu.	
	15,24 x 41,28 mm	M6-76-461	BY4054	250 étiqu.	
	9,53 x 45,72 mm	M6-73-461	BY4055	500 étiqu.	
	12,70 x 45,72 mm	M6-72-461	BY4056	500 étiqu.	
	15,24 x 45,72 mm	M6-201-461	BY4057	100 étiqu.	
2	25,40 x 44,45 mm	M6-203-461	BY4058	100 étiqu.	
	12,70 x 47,91 mm	M6-202-461	BY4059	500 étiqu.	
	12,70 x 55,88 mm	M6-74-461	BY4061	100 étiqu.	
	38,10 x 63,50 mm	M6-157-461	BY4062	100 étiqu.	
	15,24 x 66,68 mm	M6-86-461	BY4063	100 étiqu.	
	25,40 x 66,68 mm	M6-75-461	BY4064	100 étiqu.	
étiquettes jaunes	25,40 x 66,68 mm	M6-75-461-YL	BY4065	100 étiqu.	
	38,10 x 88,90 mm	M6-77-461	BY4066	100 étiqu.	
	19,05 x 95,25 mm	M6-79-461	BY4067	100 étiqu.	
6	9,53 x 15,24 mètres	M6C-375-461	BY4071	bande continue	
	12,70 x 15,24 mètres	M6C-500-461	BY4072	bande continue	
étiquettes en polyester blanc pour plaques - Ruban encreur BY1495					
	48,26 x 6,35 mm	M6-81-488	BY4081	750 étiqu.	
1	19,05 x 22,86 mm	M6-80-488	BY4082	250 étiqu.	
	22,86 x 22,86 mm	M6-97-488	BY4083	250 étiqu.	
	48,26 x 25,40 mm	M6-78-488	BY4084	250 étiqu.	
étiquettes en polyester pour lames et plaques, ultra résistantes aux solvants - Ruban encreur BY1494					
	22,86 x 9,53 mm	M6-195-481	BY4091	500 étiqu.	
1	19,05 x 22,86 mm	M6-194-481	BY4092	250 étiqu.	
	22,86 x 22,86 mm	M6-97-481	BY4093	250 étiqu.	
étiquettes en polypropylène blanc mat, pour tube, résistantes azote liquide, -80°C (pour autoclave et bain marie) - Ruban encreur BY1495					
	25,40 x 12,70 mm	M6-17-7425	BY4101	500 étiqu.	
	33,02 x 15,24 mm	M6-199-7425	BY4102	250 étiqu.	
1	19,05 x 25,40 mm	M6-18-7425	BY4103	250 étiqu.	
	38,10 x 25,40 mm	M6-31-7425	BY4104	250 étiqu.	
	48,25 x 38,10 mm	M6-121-7425	BY4105	100 étiqu.	
	6,35 x 50,80 mm	M6-2-7425	BY4106	100 étiqu.	
4	25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm	M6-98-7425	BY4111	500 étiqu.	

	dimensions	réf. BRADY	réf.	nombre	Prix HT
étiquettes en tissu nylon, très épais, résistant à l'azote liquide -80°C (pour autoclaves et bains-marie) - Ruban encreur BY1495					
	38,10 x 6,35 mm	M6-28-499	BY4121	750 étiqu.	
	48,26 x 6,35 mm	M6-81-499	BY4122	750 étiqu.	
	25,4 x 9,53 mm	M6-16-499	BY4123	500 étiqu.	
	12,70 x 12,70 mm	M6-7-499	BY4124	500 étiqu.	
	22,86 x 12,70 mm	M6-84-499	BY4125	500 étiqu.	
	25,40 x 12,70 mm	M6-47-499	BY4126	500 étiqu.	
	38,10 x 12,70 mm	M6-29-499	BY4127	500 étiqu.	
	12,70 x 19,05 mm	M6-11-499	BY4128	500 étiqu.	
	38,10 x 19,05 mm	M6-30-499	BY4129	250 étiqu.	
	9,53 x 20,96 mm	M6-130-499	BY4131	500 étiqu.	
1	12,70 x 25,40 mm	M6-120-499	BY4132	250 étiqu.	
	19,05 x 25,40 mm	M6-18-499	BY4133	250 étiqu.	
	25,40 x 25,40 mm	M6-19-499	BY4134	250 étiqu.	
	38,10 x 25,40 mm	M6-31-499	BY4135	250 étiqu.	
	48,26 x 25,40 mm	M6-78-499	BY4136	250 étiqu.	
	38,10 x 31,75 mm	M6-132-499	BY4137	250 étiqu.	
	25,40 x 63,50 mm	M6-21-499	BY4138	100 étiqu.	
	25,40 x 101,60 mm	M6-23-499	BY4139	100 étiqu.	
étiquettes jaunes	16 x 5,08 mm	M6-153-499-YL	BY4141	750 étiqu.	
	20 x 7,95 mm	M6-47-499-YL	BY4142	750 étiqu.	
	15 x 9,00 mm	M6-67-499-YL	BY4143	750 étiqu.	
pastilles blanches	Ø 9,53 mm	M6-82-499	BY4151	500 étiqu.	
	Ø 12,70 mm	M6-83-499	BY4152	500 étiqu.	
pastilles oranges	Ø 9,53 mm	M6-82-499-OR	BY4153	500 étiqu.	
	Ø 12,70 mm	M6-83-499-OR	BY4154	500 étiqu.	
pastilles rouges	Ø 9,53 mm	M6-82-499-RD	BY4155	500 étiqu.	
	Ø 12,70 mm	M6-83-499-RD	BY4156	500 étiqu.	
pastilles jaunes	Ø 9,53 mm	M6-82-499-YL	BY4157	500 étiqu.	
	Ø 12,70 mm	M6-83-499-YL	BY4158	500 étiqu.	
4	25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm	M6-98-499	BY4161	500 étiqu.	
	22,86 x 12,70 / Ø 12,70 mm	M6-117-499	BY4162	500 étiqu.	
	9,53 x 9,14 mètres	M6C-375-499	BY4171	bande continue	
	12,70 x 9,14 mètres	M6C-500-499	BY4172	bande continue	
6	19,05 x 9,14 mètres	M6C-1750-499	BY4173	bande continue	
	25,40 x 9,14 mètres	M6C-1000-499	BY4174	bande continue	
étiquettes épaisses en tissu vinyle repositionnable, -80°C (pour autoclave) - Ruban encreur BY1496					
	38,10 x 6,35 mm	M6-28-498	BY4181	750 étiqu.	
	25,40 x 6,99 mm	M6-15-498	BY4182	750 étiqu.	
	12,70 x 12,70 mm	M6-7-498	BY4183	500 étiqu.	
	25,40 x 12,70 mm	M6-17-498	BY4184	500 étiqu.	
	38,10 x 12,70 mm	M6-29-498	BY4185	500 étiqu.	
	6,35 x 19,05 mm	M6-10-498	BY4186	750 étiqu.	
	12,70 x 19,05 mm	M6-11-498	BY4187	500 étiqu.	
	38,10 x 19,05 mm	M6-30-498	BY4188	250 étiqu.	
1	9,53 x 25,40 mm	M6-16-498	BY4189	500 étiqu.	
	19,05 x 25,40 mm	M6-18-498	BY4191	250 étiqu.	
	25,40 x 25,40 mm	M6-19-498	BY4192	250 étiqu.	
	38,10 x 25,40 mm	M6-31-498	BY4193	250 étiqu.	
	25,40 x 31,75 mm	M6-103-498	BY4194	250 étiqu.	
	38,10 x 38,10 mm	M6-32-498	BY4195	250 étiqu.	
	25,40 x 63,50 mm	M6-21-498	BY4196	100 étiqu.	
	25,40 x 101,60 mm	M6-23-498	BY4197	100 étiqu.	
	38,10 x 101,60 mm	M6-33-498	BY4198	100 étiqu.	
	38,10 x 152,40 mm	M6-34-498	BY4199	50 étiqu.	
	6,10 x 9,14 mètres	M6C-240-498	BY4201	bande continue	
	8,08 x 9,14 mètres	M6C-318-498	BY4202	bande continue	
6	9,53 x 9,14 mètres	M6C-375-498	BY4203	bande continue	
	12,70 x 9,14 mètres	M6C-500-498	BY4204	bande continue	
étiquettes en papier soluble dans l'eau - Ruban encreur BY1495					
6	19,05 x 15,25 mètres	M6C-750-403	BY4211	bande continue	
	38,10 x 15,25 mètres	M6C-1500-403	BY4212	bande continue	