

Pointes epT.I.P.S.[®]

Degrés de pureté

Eppendorf garantit des performances fiables, une contamination minimale et une conformité aux normes scientifiques exigeantes grâce à un contrôle et une certification rigoureux de la qualité et de la pureté, disponibles en divers degrés, de ses pointes, tubes et plaques.




Caractéristiques

- en polypropylène, universelles
- autoclavables
- sans marquage
- adaptabilité et fixation parfaites de la pointe sur la pipette
- codes couleur permettant l'identification des volumes et la correspondance avec les pipettes
- fines graduations pour un contrôle rapide du volume pipeté
- pointes effilées, accès facile au fond des récipients étroits et hauts
- en vrac, en portoirs rechargeables, en plateaux, en boîte réutilisable ou en emballage individuel




Guaranteed Quality

- faible mouillabilité
- résistance à la centrifugation
- résistance aux produits chimiques
- résistance aux sollicitations mécaniques ou thermiques
- lisibilité claire du volume
- étanchéité élevée



Biopur

- exempt d'ADN humain
- exempt d'inhibiteurs de PCR
- sans DNase
- sans RNase
- exempt d'ATP
- exempt de pyrogènes (endotoxines)
- stérile (Ph.Eur./USP)



PCR Clean


- sans DNase
- sans RNase
- exempt d'ADN humain
- sans inhibiteurs de




Sterile

- exempt de pyrogènes (endotoxines)
- stérile (Ph.Eur./USP)

0,1 - 10 µl longueur 34 mm

					réf.	Prix HT
	2 sachets x 500 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9001	les 1 000
	10 recharges x 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9002	les 960
	10 recharges x 96 pointes	non stériles	PCR Clean	naturelles	DP9003	les 960
	1 boîte + 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9004	les 96
	set 5 x 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9005	les 480

0,1 - 20 µl longueur 40 mm

	2 sachets x 500 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9011	les 1 000
	10 recharges x 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9012	les 960
	10 recharges x 96 pointes	non stériles	PCR Clean	naturelles	DP9013	les 960
	1 boîte + 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9014	les 96
	set 5 x 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9015	les 480
	emballage individuel	stériles	Biopur	naturelles	DP9016	les 100
	5 racks x 96 pointes	stériles	Biopur	naturelles	DP9017	les 480
	5 recharges x 96 pointes	stériles	Biopur	naturelles	DP9018	les 480

0,5 - 20 µl longueur 46 mm

	2 sachets x 500 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9021	les 1 000
	10 recharges x 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9022	les 960
	10 recharges x 96 pointes	non stériles	PCR Clean	naturelles	DP9023	les 960
	1 boîte + 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9024	les 96
	set 5 x 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9025	les 480

2 - 200 µl longueur 53 mm



				réf.	Prix HT
2 sachets x 500 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9031	les 1000
2 sachets x 500 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	jaunes	DP9131	les 1000
10 recharges x 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9032	les 960
10 recharges x 96 pointes	non stériles	PCR Clean	naturelles	DP9033	les 960
1 boîte + 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9034	les 96
set 5 x 96 pointes + 1 boîte	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9035	les 480
emballage individuel	stériles	Biopur	naturelles	DP9036	les 100
5 racks x 96 pointes	stériles	Biopur	naturelles	DP9037	les 480
5 recharges x 96 pointes	stériles	Biopur	naturelles	DP9038	les 480

20 - 300 µl longueur 55 mm



2 sachets x 500 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9041	les 1000
2 sachets x 500 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	jaunes	DP9141	les 1000
10 recharges x 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9042	les 960
10 recharges x 96 pointes	non stériles	PCR Clean	naturelles	DP9043	les 960
1 boîte + 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9044	les 96
set 5 x 96 pointes + 1 boîte	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9045	les 480
5 racks x 96 pointes	stériles	Biopur	naturelles	DP9046	les 480
5 recharges x 96 pointes	stériles	Biopur	naturelles	DP9047	les 480

50 - 1 000 µl longueur 71 mm



2 sachets x 500 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9051	les 1000
2 sachets x 500 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	bleues	DP9151	les 1000
10 recharges x 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9052	les 960
10 recharges x 96 pointes	non stériles	PCR Clean	naturelles	DP9053	les 960
1 boîte + 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9054	les 96
set 5 x 96 pointes + 1 boîte	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9055	les 480
emballage individuel	stériles	Biopur	naturelles	DP9056	les 100
5 racks x 96 pointes	stériles	Biopur	naturelles	DP9057	les 480
5 recharges x 96 pointes	stériles	Biopur	naturelles	DP9058	les 480

50 - 1 250 µl longueur 76 mm



4 sachets x 250 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9061	les 1000
10 recharges x 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9062	les 960
10 recharges x 96 pointes	non stériles	PCR Clean	naturelles	DP9063	les 960
1 boîte + 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9064	les 96
set 5 x 96 pointes + 1 boîte	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9065	les 480
5 racks x 96 pointes	stériles	Biopur	naturelles	DP9066	les 480
5 recharges x 96 pointes	stériles	Biopur	naturelles	DP9067	les 480

50 - 1 250 µl L longueur 103 mm



				réf.	Prix HT
4 sachets x 250 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9071	les 1 000
10 recharges x 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9072	les 960
10 recharges x 96 pointes	non stériles	PCR Clean	naturelles	DP9073	les 960
1 boîte + 96 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9074	les 96
5 racks x 96 pointes	stériles	Biopur	naturelles	DP9075	les 480
5 recharges x 96 pointes	stériles	Biopur	naturelles	DP9076	les 480

0,25 - 2,5 ml longueur 115 mm



				réf.	Prix HT
5 sachets x 100 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9081	les 500
10 recharges x 48 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9082	les 480
10 recharges x 48 pointes	non stériles	PCR Clean	naturelles	DP9083	les 480
1 boîte + 48 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9084	les 48
set 5 x 48 pointes + 1 boîte	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9085	les 240
5 racks x 48 pointes	stériles	Biopur	naturelles	DP9086	les 240

0,1 - 5 ml

Pointes standards - longueur 120 mm



5 sachets x 100 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9091	les 500
1 boîte + 24 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9092	les 24
5 racks x 24 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9093	les 120
5 racks x 24 pointes	stériles	Biopur	naturelles	DP9094	les 120
5 racks x 24 pointes	stériles	Stérile	naturelles	DP9095	les 120

Pointes L - longueur 175 mm



3 sachets x 100 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9101	les 300
5 racks x 24 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9102	les 120
5 racks x 24 pointes	stériles	Biopur	naturelles	DP9103	les 120

0,5 - 10 ml

Pointes standards - longueur 165 mm



2 sachets x 100 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9111	les 200
5 racks x 24 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9112	les 120
5 racks x 24 pointes	stériles	Biopur	naturelles	DP9113	les 120

Pointes L - longueur 243 mm



2 sachets x 100 pointes	non stériles	Guaranteed Quality	naturelles	DP9121	les 200
-------------------------	--------------	--------------------	------------	--------	---------