



### Degrés de pureté

Eppendorf garantit des performances fiables, une contamination minimale et une conformité aux normes scientifiques exigeantes grâce à un contrôle et une certification rigoureux de la qualité et de la pureté de ses pointes, tubes et plaques.



### Guaranteed Quality

- faible mouillabilité
- résistance à la centrifugation
- résistance aux produits chimiques
- résistance aux sollicitations mécaniques ou thermiques
- lisibilité claire du volume
- étanchéité élevée

## Seringues ViscoTip®

- conçue pour la manipulation de liquides à viscosité élevée, entre 200 mPa et 14.000 mPa\*s
- distribution de liquides de longues séries
- distribution de liquides de 100 µl à 10 ml
- sans agents de démoulage
- sans biocides
- sans plastifiants
- livrées en 4 sachets de 25 pièces



## Seringues Combitips® Advanced

- 9 tailles de volume (0,1 ml - 50 ml)
- forme d'entonnoir pour une manipulation confortable et sûre même avec des gants
- les modèles 2,5, 5 et 10 ml ont des pointes allongées afin éviter une perte d'échantillons



### PCR Clean

- sans DNase
- sans RNase
- exempt d'ADN humain
- sans inhibiteurs de PCR



### Biopur

- exempt d'ADN humain
- exempt d'inhibiteurs de PCR
- sans DNase
- sans RNase
- exempt d'ATP
- exempt de pyrogènes (endotoxines)
- stérile (Ph.Eur./USP)



### Forensic DNA Grade

- sans DNase
- sans RNase
- exempt d'ADN humain
- sans inhibiteurs de PCR

| capacité | référence         | Prix HT | référence | Prix HT | référence | Prix HT | référence          | Prix HT |
|----------|-------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|--------------------|---------|
|          | Eppendorf Quality |         | PCR Clean |         | Biopur    |         | Forensic DNA Grade |         |
| 0,1 ml   | DP9801            | les 100 | DP9811    | les 100 | DP9821    | les 100 | -                  | -       |
| 0,2 ml   | DP9802            | les 100 | DP9812    | les 100 | DP9822    | les 100 | -                  | -       |
| 0,5 ml   | DP9803            | les 100 | DP9813    | les 100 | DP9823    | les 100 | -                  | -       |
| 1,0 ml   | DP9804            | les 100 | DP9814    | les 100 | DP9824    | les 100 | DP9834             | les 100 |
| 2,5 ml   | DP9805            | les 100 | DP9815    | les 100 | DP9825    | les 100 | DP9835             | les 100 |
| 5,0 ml   | DP9806            | les 100 | DP9816    | les 100 | DP9826    | les 100 | DP9836             | les 100 |
| 10,0 ml  | DP9807            | les 100 | DP9817    | les 100 | DP9827    | les 100 | -                  | -       |
| 25,0 ml* | DP9808            | les 100 | DP9818    | les 100 | DP9828    | les 100 | -                  | -       |
| 50,0 ml* | DP9809            | les 100 | DP9819    | les 100 | DP9829    | les 100 | -                  | -       |

\* livrées dans 4 boîtes de 25 pièces. Chaque boîte contient 1 adaptateur.

#### Rack de 8 Combitips Advanced

|             |        |   |   |   |
|-------------|--------|---|---|---|
| 0,1 à 10 ml | DP9841 | - | - | - |
|-------------|--------|---|---|---|

#### Adaptateurs advanced

|       |        |         |   |        |       |   |
|-------|--------|---------|---|--------|-------|---|
| 25 ml | DP9851 | les 100 | - | DP9853 | les 7 | - |
| 50 ml | DP9861 | l'unité | - | DP9863 | les 7 | - |

| Pack d'assortiment   |  |  | référence | Prix HT |
|--|--|--|-----------|---------|
| 9 Combitips® Advanced (1 seringue Eppendorf Quality par taille) + adaptateur 25 et 50 ml |  |  | DP9871    |         |

|           | référence | Prix HT |
|-----------|-----------|---------|
| ViscoTip® | DP9901    |         |