

Pointes epT.I.P.S® 384® et Dualfilter T.I.P.S 384®



Degrés de pureté

Eppendorf garantit des performances fiables, une contamination minimale et une conformité aux normes scientifiques exigeantes grâce à un contrôle et une certification rigoureux de la qualité et de la pureté, disponibles en divers degrés, de ses pointes, tubes et plaques.



Guaranteed Quality

- faible mouillabilité
- résistance à la centrifugation
- résistance aux produits chimiques
- résistance aux sollicitations mécaniques ou thermiques
- lisibilité claire du volume
- étanchéité élevée



PCR Clean

- sans DNase
- sans RNase
- exempt d'ADN humain
- sans inhibiteurs de PCR



Stérile

- exempt de pyrogènes (endotoxines)
- stérile (Ph.Eur./USP)

Caractéristiques

- en polypropylène
- remplissage facile d'une plaque de 384 puits
- pointes très fines pour atteindre le fond des puits
- forces d'éjection réduites
- alignement et ajustement parfait des pointes
- codes couleur permettant l'identification des volumes et la correspondance avec les pipettes
- en recharges, en racks ou en set



0,1 - 20 µl longueur 42 mm

epT.I.P.S® 384®

	réf.	Prix HT
 10 recharges x 384 pointes non stériles PCR Clean	DP9401	les 3 840
 10 recharges x 384 pointes non stériles Guaranteed Quality	DP9402	les 3 840
set 5 x 384 pointes + 1 boîte non stériles Guaranteed Quality	DP9403	les 1 920

Dualfilter T.I.P.S® 384®

 10 racks x 384 pointes stériles PCR Clean + Stérile	DP9405	les 3 840
---	--------	-----------

5 - 100 µl longueur 53 mm

epT.I.P.S® 384®

 10 recharges x 384 pointes non stériles PCR Clean	DP9411	les 3 840
 10 recharges x 384 pointes non stériles Guaranteed Quality	DP9412	les 3 840
set 5 x 384 pointes + 1 boîte non stériles Guaranteed Quality	DP9413	les 1 920

Dualfilter T.I.P.S® 384®

 10 racks x 384 pointes stériles PCR Clean + Stérile	DP9415	les 3 840
---	--------	-----------