



Microplaques Riplate® magnetic

96 puits




- en PP ultra-pur
- empreinte SBS standard
- compatibles avec les appareils de traitement des particules magnétiques tels que le KingFisher™ Flex 96 et Presto ou le Qiagen Bio Sprint 96
- puits SRW (Square Round Wells) : carrés en haut et ronds en bas
- bords légèrement surélevés réduisent le risque de contamination croisée
- code alphanumérique

capacité	bord tubes	puits	fond		référence	Prix HT
200 µl	bords surélevés	carrés / ronds	V	1	RP4010	les 60
2 ml	bords surélevés	carrés / ronds	V	2	RP4012	les 60
peigne				3	RP4014	les 60

Microplaques Riplate® filtration

96 puits



- utilisation manuelles ou automatisée.
- convient pour différents filtres
- conçues pour purifier les échantillons jusqu'à un volume de 1 ml
- en polypropylène ultra-pur, garantit la bonne conservation du substrat même pour les petits volumes et délivre résultats fiables
- 96 puits format SBS
- code alphanumérique

capacité	bord tubes	puits	référence	Prix HT
2 ml	sans bord	ronds	RP4020	les 28