

## Microplaques Deepwell Riplate® RW (Round Wells)

**96**  
puits



1



- en PP vierge ou PS
- sans bord pour permettre l'insertion de flacons, ou l'utilisation de films adhésifs
- modèle avec rebord surélevé pour éviter la contamination croisée et permettre un meilleur cachetage thermosoudé
- fond rond pour optimiser le mélange et la récupération
- pour une utilisation avec des systèmes automatisés
- stockage à -80°C

capacité	matériau	bords	puits	fond	référence	Prix HT
1 ml	PS	sans bord	ronds	U	RP4070	les 20
1 ml	PP	sans bord	ronds	U	1 RP4080	les 20
1 ml	PP	bords surélevés	ronds	U	RP4082	les 20

## Microplaques Deepwell Riplate® SW (Square Wells)


**96** puits  
**48** puits  
**24** puits



1



2



2

- en PP vierge
- puits carrés profonds
- conçues pour simplifier la permutation des plaques dans les systèmes automatisés
- idéales pour héberger des cultures cellulaires et bactériennes
- bonne résistance chimique



1 + 4

capacité	matériau	bords	puits	fond	référence	Prix HT
2 ml	PP	sans bord	96 puits carrés	U	1 RP4090	les 20
5 ml	PP	sans bord	48 puits carrés	V	2 RP4091	les 20
10 ml	PP	sans bord	24 puits carrés	V	3 RP4092	les 20
Couvercles						
Couvercles pour plaque 96 puits 2 ml					4	RP4095 les 20
Couvercles pour plaque 48 puits 5 ml						RP4096 les 20
Couvercles pour plaque 24 puits 10 ml						RP4097 les 20