


Microplaques 96 puits 200 µl

deltalab

96
puits



Modèles
stériles



- en polystyrène
- avec grille alphanumérique
- plaques 96 puits (8 x 12) de 200 µl

	fond en U	fond plat	fond en V	
Microplaques en sachet de 10				
microplaque 96 x 0,2 ml	AB900016	AB900017	AB900018	les 50
couvercle	AB900019	AB900019	AB900019	les 50
Microplaques STÉRILES en emballage individuel				
microplaque 96 x 0,2 ml	AB900010	AB900011	AB900012	les 50
couvercles stériles	AB900015	AB900015	AB900015	les 50

Microtubes sur rack 1,2 ml

Simport

96
puits

- boîtes complètes composées de :
 - une base blanche
 - une grille-support de microtubes avec 4 pieds amovibles, 4 coloris au choix
 - un couvercle translucide avec grille alphanumérique très lisible
- 96 microtubes
- ergonomiques
- repère encastrable entre la grille-support et la base blanche pour éviter tout risque de mauvais alignement



	bleu	vert	rouges	jaune	Prix HT
microtubes sur portoir 96 places					
microtubes standard	AX50101	AX50102	AX50103	AX50104	les 4
microtubes stériles	AX50201	AX50202	AX50203	AX50204	les 4
microtubes en barrette, sur portoir : 12 barrettes de 8 microtubes					
microtubes standard	AX50111	AX50112	AX50113	AX50114	les 4
microtubes stériles	AX50211	AX50212	AX50213	AX50214	les 4
portoirs 96 places vides					
portoirs 96 places	AX50121	AX50122	AX50123	AX50124	les 4
grilles-support seules	AX50131	AX50132	AX50133	AX50134	les 4