

Films adhésifs  
SecureSeal™  
pour plaques PCR

-70°C + 100°C



- film parfaitement transparent en polyoléfine revêtu d'un film adhésif acrylate sur une face
- sensible à la pression
- pour applications PCR
- faible autofluorescence
- température : -70°C à +100°C
- certifiés exempts RNase, DNase, ADN et apyrogènes

	référence	Prix HT
Films non stériles	DS3850 les 100	
Films <b>stériles</b>	DS3851 les 100	

Films adhésifs  
SecureSeal™  
pour microplaques

-40°C + 120°C



- film en polyester avec adhésif acrylique
- inerte : compatibilité avec toutes les procédures
- parfaite adaptation sur la plaque
- température : -40°C à +120°C
- certifiés exempts RNase, DNase, ADN et apyrogènes
- taux de perméabilité : 0,001% d'humidité, 0,01% d'oxygène

	référence	Prix HT
Films non stériles	DS3950 les 100	
Films <b>stériles</b>	DS3951 les 100	

Films adhésifs aluminium  
SecureSeal™  
pour plaques PCR

-80°C + 120°C




- en aluminium
- résistant au Diméthylsulfoxyde
- adhésif : application facile
- température : -80°C à +120°C
- perçable avec une pointe de pipette

	référence	Prix HT
Films adhésifs en aluminium	DS3930 les 100	

Film adhésif  
pour plaque PCR

-40°C + 125°C



- film polypropylène
- scellage de microplaques et plaques PCR, évite toute contamination entre les tubes et les plaques, prévient tout risque de perte des échantillons par évaporation
- dim. (l x p) : 141 x 80 mm
- facile à coller et à décoller grâce à une languette blanche, larg. 5 mm, de chaque côté du film
- certifié exempt RNase, DNase, ADN et apyrogène
- film thermostable de -40°C à +125°C

	référence	Prix HT
Film adhésif	AB900300 les 100	

Couvercles tapis  
pour plaques deepwell

-80°C + 80°C



- en plastique
- grande flexibilité
- parfaite adaptation sur la plaque
- température : -80°C à +80°C

	référence	Prix HT
Tapis plaques 96 x 1 ml	DS3940 les 24	
Tapis plaques 96 x 2 ml	DS3941 les 24	
Tapis plaques 384 puits	DS3942 les 24	

Rouleau applicateur pour  
films Amplate™



- assure une adhésion parfaite du film d'étanchéité
- en caoutchouc médium dur
- poignée confort

	référence	Prix HT
Rouleau pour film adhésif	DS3860	