

Degrés de pureté

Eppendorf garantit des performances fiables, une contamination minimale et une conformité aux normes scientifiques exigeantes grâce à un contrôle et une certification rigoureux de la qualité et de la pureté, disponibles en divers degrés, de ses pointes, tubes et plaques.



Guaranteed Quality

- faible mouillabilité
- résistance à la centrifugation
- résistance aux produits chimiques
- résistance aux sollicitations mécaniques ou thermiques
- lisibilité claire du volume
- étanchéité élevée



PCR Clean

- sans DNase
- sans RNase
- exempt d'ADN humain
- sans inhibiteurs de PCR

Microtubes colorés
Eppendorf Safe-Lock



- en polypropylène
- degré de pureté PCR Clean
- fonctionnalité garantie de -86°C à +100°C
- couvercle articulé Safe-Lock : évite les ouvertures pendant l'incubation et le stockage
- fabriqués sans agents de glissement, plastifiants ni biocides
- 5 coloris au choix



| Capacité | référence | Prix HT | référence | Prix HT | référence | Prix HT | référence | Prix HT | référence | Prix HT |
|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|------------------------|
| 0,5 ml | DP6700 | les 500 | DP6701 | les 500 | DP6702 | les 500 | DP6703 | les 500 | DP6704 | les 500 (100/coloris) |
| 1,5 ml | DP6705 | les 1000 | DP6706 | les 1000 | DP6707 | les 1000 | DP6708 | les 1000 | DP6709 | les 1000 (200/coloris) |
| 2,0 ml | DP6710 | les 1000 | DP6711 | les 1000 | DP6712 | les 1000 | DP6713 | les 1000 | DP6714 | les 1000 (200/coloris) |

Microtubes gradués 1,5 ml
Eppendorf 3810X



- en polypropylène
- deux niveaux de pureté : guaranteed quality et PCR Clean
- fonctionnalité garantie de -86°C à +100°C
- résistent à la centrifugation jusqu'à 30.000 g
- couvercle articulé *Safe-Lock : évite les ouvertures pendant l'incubation et le stockage
- ouverture et fermeture faciles
- 5 couleurs au choix



| microtubes 1,5 ml | référence | Prix HT | référence | Prix HT | référence | Prix HT | référence | Prix HT | référence | Prix HT |
|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Guaranteed Quality | DP6720 | les 1000 | DP6721 | les 1000 | DP6722 | les 1000 | DP6723 | les 1000 | DP6724 | les 1000 |
| PCR Clean | DP6725 | les 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - |