

Oxymètres portables OXY 7 VIO - OXY 70 VIO

O₂ dissous
saturation en O₂
pression atmosphérique
température

- ▶ écran LCD couleur
- ▶ sonde polarographique ou sonde optique, suivant modèle
- ▶ fonction BPL



1



2

- écran LCD couleur haute définition rétro-éclairé, réglage de la luminosité, adapté à toutes les conditions de travail
- sélection des paramètres affichés
- LED colorée au-dessus de l'écran pour la surveillance des opérations et alerte des erreurs
- messages d'autodiagnostic
- configuration, calibrage et utilisation simples et intuitifs
- indication de stabilité de mesure et possibilité de sélectionner 3 niveaux de stabilité
- protection IP57
- livrés complets en mallette de transport



1

avec
sonde polarographique



2

avec
sonde optique

	conductimètre	OXY 7 VIO avec sonde polarographique	OXY 70 VIO avec sonde optique darallogger - BPL
Oxygène dissous	gamme	0,0 à 50 mg/l (0,01 - 0,1 mg/l)	0,0 à 50 mg/l (0,01 - 0,1 mg/l)
	étalonnage	automatique jusqu'à 2 points (0% - 100%)	automatique jusqu'à 2 points (0% - 100%)
Saturation en O₂	gamme	0,0 à 400 % (0,1 - 1 %)	0,0 à 400 % (0,1 - 1 %)
pression atmosphérique	gamme	300 à 1100 mbar (1 mbar)	300 à 1100 mbar (1 mbar)
température	gamme	0 à +100,0 °C	-10 à +110,0 °C
compensation de température		automatique	automatique
compensation de pression		automatique	automatique
compensation de salinité		manuelle	manuelle
BPL		-	fonction BPL : date et heure, rappel des données d'étalonnage, fonction « étalonnage à effectuer »
datalogger		-	enregistrement de données automatique et manuel
mémoire		-	1000 données
interface		-	micro USB (connexion PC)
logiciel		-	Data-Link+ téléchargeable gratuitement
alimentation		3 piles 1.5V AA, autonomie > 200 heures	3 piles 1.5V AA, autonomie > 200 heures + adaptateur secteur
dimensions / poids		86 x 33 x 196 mm / 295 g	86 x 33 x 196 mm / 295 g
livré avec en mallette de transport, avec		1 sonde polarographique câble 3 m., 1 membrane de remplacement, 1 étalon d'oxygène	1 sonde optique câble 2 m., 1 étalon d'oxygène, 1 câble USB 1 adaptateur secteur
Kits complets oxymètres en mallette		BG2050 1 l'unité	BG2060 2 l'unité
accessoires			
sonde polarographique câble 3 m., avec 2 membranes et solution de remplissage	BG2006	l'unité	-
membranes	BG2007	les 2	BG2011 l'unité
sonde optique câble 2 m.	-	-	BG2012 l'unité
sonde optique câble 10 m.	-	-	BG2013 l'unité
solution de remplissage (30 ml)	BG2008	l'unité	-