


















i Échelle 1:1

Pipettes de transfert en plastique

- en LDPE très transparent
- modèles non stériles livrés en vrac
- modèles stériles livrés en emballage individuel, ou par 20, en sachet Polybag refermable

bulbe	gouttes/ml	longueur	stérile	conditionnement	référence	Prix HT
Pipettes de transfert en plastique 0,5 ml						
	0,3 ml	15 gouttes/ml	70,5 mm	-	en vrac	CT4300 les 1000
Pipettes de transfert en plastique 1 ml						
			69 mm	-	en vrac	CT4310 les 1000
Pipettes de transfert en plastique 1,2 ml						
	0,9 ml	25 gouttes/ml	65 mm	-	en vrac	CT4320 les 1000
				stériles	emballage par 20	CT4322 les 400
				stériles	emballage par 5	CT4324 les 400
Pipettes de transfert en plastique 1 ml						
	0,2 ml	-	131 mm	-	en vrac	CT4330 les 1000
Pipettes de transfert en plastique 0,8 ml						
	0,2 ml	-	124 mm	-	en vrac	CT4340 les 1000
Pipettes de transfert en plastique 1,3 ml						
	1,0 ml	45 gouttes/ml	51 mm	-	en vrac	CT4350 les 1000
				stériles	emballage par 20	CT4352 les 800
Pipettes de transfert en plastique 1,5 ml						
	0,9 ml	25 gouttes/ml	70 mm	-	en vrac	CT4360 les 1000
Pipettes de transfert en plastique 1,5 ml - Pointe fine						
	1 ml	50 gouttes/ml	104 mm	-	en vrac	CT4370 les 1000
				stériles	emballage par 20	CT4372 les 400
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4374 les 100
Pipettes de transfert en plastique 2 ml						
	0,9 ml	25 gouttes/ml	87 mm	-	en vrac	CT4380 les 1000
				stériles	emballage par 20	CT4382 les 400
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4384 les 100

bulbe	gouttes/ml	longueur	stérile	conditionnement	référence	Prix HT
Pipettes de transfert en plastique 5 ml - Pointe fine						
	3,3 ml	50 gouttes/ml	153 mm	-	en vrac	CT4390 les 500
				stériles	emballage par 20	CT4392 les 400
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4394 les 1000
Pipettes de transfert en plastique 4 ml						
	3 ml	-	85 mm	-	en vrac	CT4400 les 500
				stériles	emballage par 20	CT4402 les 400
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4404 les 1000
Pipettes de transfert en plastique 4 ml						
	1,9 ml	25 gouttes/ml	130 mm	-	en vrac	CT4410 les 500
				stériles	emballage par 20	CT4412 les 400
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4414 les 1000
Pipettes de transfert en plastique 4,5 ml						
	3,3 ml	25 gouttes/ml	155 mm	-	en vrac	CT4420 les 500
				stériles	emballage par 20	CT4422 les 400
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4424 les 1000
Pipettes de transfert en plastique 5 ml						
	1,9 ml	23 gouttes/ml	154 mm	-	en vrac	CT4430 les 500
				stériles	emballage par 20	CT4432 les 400
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4434 les 1000
Pipettes de transfert en plastique 5,8 ml - Pointe fine						
	3,3 ml	55 gouttes/ml	149 mm	-	en vrac	CT4440 les 500
				stériles	emballage par 20	CT4442 les 200
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4444 les 1000
Pipettes de transfert en plastique 5,8 ml - Pointe fine						
	3,5 ml	50 gouttes/ml	156 mm	-	en vrac	CT4450 les 500
				stériles	emballage par 20	CT4452 les 400
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4454 les 1000
Pipettes de transfert en plastique 6 ml						
	2,3 ml	25 gouttes/ml	226 mm	-	en vrac	CT4460 les 500
				stériles	emballage par 20	CT4465 les 400
				stériles	emballage par 5	CT4464 les 400
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4462 les 400

bulbe	gouttes/ml	longueur	stérile	conditionnement	référence	Prix HT
Pipettes de transfert en plastique 6,5 ml						
4,0 ml	-	155 mm	-	en vrac	CT4470	les 500
			stériles	emballage par 20	CT4472	les 400
			stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4474	les 1000
Pipettes de transfert en plastique 7,5 ml						
3,2 ml	20 gouttes/ml	156 mm	-	en vrac	CT4480	les 500
			stériles	emballage par 20	CT4482	les 400
			stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4484	les 1000
Pipettes de transfert en plastique 8 ml						
4,6 ml	20 gouttes/ml	152 mm	-	en vrac	CT4490	les 500
			stériles	emballage par 20	CT4492	les 400
			stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4494	les 1000
Pipettes de transfert en plastique 8,7 ml - Pointe fine						
4,8 ml	45 gouttes/ml	147 mm	-	en vrac	CT4500	les 500
			stériles	emballage par 20	CT4502	les 400
			stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4504	les 1000
Pipettes de transfert en plastique 9 ml						
4,8 ml	16 gouttes/ml	137 mm	-	en vrac	CT4510	les 500
			stériles	emballage par 20	CT4512	les 400
			stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4514	les 1000
Pipettes de transfert en plastique 15 ml						
8 ml	19 gouttes/ml	155 mm	-	en vrac	CT4520	les
			stériles	emballage par 20	CT4522	les 200
			stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4524	les 200
Pipettes de transfert en plastique 23 ml						
7,3 ml	20 gouttes/ml	300 mm	-	en vrac	CT4530	les 100
			stériles	emballage par 20	CT4532	les 800
			stériles	emballage individuel Flow-Pack	CT4534	les 600
Pipettes de transfert en plastique						
6,9 ml	-	165 mm	-	en vrac	CT4540	les 100