

Meubles encastrables sous paillasse

- meubles encastrables dans une paillasse standard, modèles pour paillasses mobiles sur demande
- en mélaminé blanc, portes coulissantes
- une étagère réglable
- **attention, la paillasse n'est pas fournie**



largeur	référence		Prix HT	référence		Prix HT
	prof. 600 mm			prof. 750 mm		
855 mm	KL4620	25 kg	KL4621	30 kg		
1200 mm	KL4614	35 kg	KL4617	45 kg		
1500 mm	KL4615	55 kg	KL4618	65 kg		
1800 mm	KL4616	75 kg	KL4619	85 kg		

Caissons mobiles sous paillasse

caractéristiques techniques


- amortisseurs de porte et de tiroirs : fermeture en douceur (suivant modèles)
- poignées filantes en aluminium
- panneaux mélaminés blancs sur aggloméré haute densité, façades finition blanc
- tablettes réglables sur taquets
- charnières invisibles, ouverture à 110°
- tiroirs gainés PVC blanc sur glissière métal protégée, roulements à rouleaux et guidage latéral à rattrapage de jeu
- meubles à roulettes : 4 roulettes dont 2 avec système de blocage
- tous les modèles sont livrés montés

installation	600 mm	900 mm	1 200 mm	1 500 mm	1 800 mm
sous paillasses sèches					
sous paillasses humides	-	-			

Caisson 1 tiroir




- 1 tiroir, une roulette de soutien en dessous du tiroir
- amortisseur de tiroir



	petit caisson
équipement	1 tiroir
charge supportée	20 kg / tiroir
dimensions	535 x p450 x h720 mm
poids	18 kg
Caisson avec amortisseurs	LM5025
Caisson avec amort. et serrure	LM5025S

Caissons 2 tiroirs



- 2 tiroirs hauteur 260 mm
- modèles avec serrure centralisée pour les 2 tiroirs

	petit caisson	grand caisson
équipement	2 tiroirs h. 260 mm	2 tiroirs h. 260 mm
charge supportée	20 kg / tiroir	19 kg / tiroir
dimensions	535 x p450 x h720 mm	835 x p450 x h720 mm
poids	22 kg	40 kg
caissons standard	LM5006 1	LM8006 2
Caissons avec amortisseurs	LM5016	LM8016
Caissons avec amort. et serrure	LM5016S	LM8016S