

Portoir réfrigérant 1°C/min pour 18 tubes cryogéniques de 1 à 2 ml

- capacité 18 cryotubes de 1 à 2 ml
- couvercle et portoir en HDPE avec revêtement en mousse
- refroidissement contrôlé et constant à 1°C par minute
- simple d'utilisation avec de l'isopropanol 100% et un dispositif de congélation
- pas de contact direct entre les tubes cryogéniques et l'alcool
- mode d'emploi imprimé sur le portoir
- empilable



dimensions externes	température/min	référence	Prix HT
Ø117 x h86 mm	1°C/min	NL60001	