

## Seringues à insuline ou tuberculine Chirana®

certification  
DM 2017/745

volume	aiguille	Tuberculine	Insuline U40	Insuline U100
seringues avec aiguille				
0,3 ml	29 G 12,7 mm	-	-	VX2050 les 100
	30 G 12,7 mm	-	-	VX2051 les 100
	31 G 6 mm	-	-	VX2052 les 100
	31 G 8 mm	-	-	VX2053 les 100
0,5 ml	29 G 12,7 mm	-	-	VX2054 les 100
	30 G 8 mm	-	-	VX2055 les 100
	30 G 12,7 mm	-	-	VX2056 les 100
	31 G 6 mm	-	-	VX2057 les 100
	31 G 8 mm	-	-	VX2058 les 100
1 ml	27 G 12,7 mm	-	-	VX2059 les 100
	29 G 8 mm	-	-	VX2060 les 100
	29 G 12,7 mm	VX2031 les 100	VX2041 les 100	VX2061 les 100
	30 G 8 mm	-	-	VX2062 les 100
	30 G 12,7 mm	-	-	VX2063 les 100
	31 G 6 mm	-	-	VX2064 les 100
	31 G 8 mm	-	-	VX2065 les 100
seringues avec embout Luer				
1 ml	embout Luer	VX2036 les 100	-	VX2066 les 100




- seringues à usage unique avec aiguille intégrée
- capuchon en caoutchouc sans latex
- pointe de précision affûtée et embout traité au silicone pour une pénétration en douceur
- apyrogènes, non toxiques, stériles par ETO
- emballage individuel
- espace mort minimisé pour réduire les déchets et la transmission d'agents infectieux, selon la norme EN ISO 8537:2016

## Canules IV de sécurité Chiraflex®

certification  
DM 2017/745

- pour application vasculaire périphérique
- cathéter en Téfion
- modèles avec port d'injection intégré
- code couleur
- disponibles en version avec mécanisme de sécurité pour éviter les blessures par piqûre d'aiguilles
- compatibles avec tous les dispositifs médicaux standard
- usage unique
- stériles par ETO, apyrogènes, sans latex, sans DEHP, sans PVC et non toxiques
- emballage par 50



aiguille		SANS port d'injection SANS ailettes	SANS port d'injection AVEC ailettes	AVEC port d'injection AVEC ailettes	AVEC port d'injection AVEC ailettes mécanisme de sécurité
26 G	Ø0,60 x 19 mm	VX2360 les 1000	VX2370 les 1000	VX2380 les 1000	VX2390 les 1000
24 G	Ø0,70 x 19 mm	VX2361 les 1000	VX2371 les 1000	VX2381 les 1000	VX2391 les 1000
22 G	Ø0,90 x 25 mm	VX2362 les 1000	VX2372 les 1000	VX2382 les 1000	VX2392 les 1000
20 G	Ø1,10 x 32 mm	VX2363 les 1000	VX2373 les 1000	VX2383 les 1000	VX2393 les 1000
18 G	Ø1,30 x 45 mm	VX2364 les 1000	VX2374 les 1000	VX2384 les 1000	VX2394 les 1000
17 G	Ø1,50 x 45 mm	VX2365 les 1000	VX2375 les 1000	VX2385 les 1000	VX2395 les 1000
16 G	Ø1,70 x 45 mm	VX2366 les 1000	VX2376 les 1000	VX2386 les 1000	VX2396 les 1000
14 G	Ø2,10 x 45 mm	VX2367 les 1000	VX2377 les 1000	VX2387 les 1000	VX2397 les 1000