

## Aiguilles pour stylo à insuline

certification  
DM 2017/745



- aiguilles compatibles avec les stylos à insuline les plus couramment utilisés
- parois fines pour un débit d'insuline optimal
- injection confortable
- pointe triplement biseautée
- aiguilles siliconées : minimise l'irritation et réduit les forces de pénétration
- code couleur

## Aiguilles stériles pour stylo à insuline Medoject Fine®

certification  
DM 2017/745



- aiguilles compatibles avec les stylos à insuline les plus couramment utilisés
- parois fines pour un débit d'insuline optimal
- injection confortable
- aiguilles courtes et siliconées, pointe triplement biseautée avec un meulage précis, pour une pénétration en douceur et un risque d'irritation réduit
- en polypropylène et acier inoxydable
- stériles, en emballage individuel
- code couleur

## Aiguilles stériles pour stylos à insuline avec double sécurité


certification  
DM 2017/745



- injection d'insuline sûre et simple
- aiguilles compatibles avec la plupart des stylos à insuline
- double protection après utilisation : des boucliers colorés, à l'avant et à l'arrière de l'aiguille, fournissent une confirmation visuelle, physique et sonore du blocage automatique de l'aiguille supérieure et de l'aiguille inférieure
- injection confortable avec une force de pénétration minimale grâce à une aiguille triplement aiguisée et une technologie de lubrification supérieure
- aiguilles stériles en emballage individuel

	aiguilles	référence	Prix HT
29 G	10 mm	VX2070	les 100
	12,7 mm	VX2071	les 100
30 G	6 mm	VX2072	les 100
	8 mm	VX2073	les 100
31 G	4 mm	VX2074	les 100
	5 mm	VX2075	les 100
	6 mm	VX2076	les 100
32 G	8 mm	VX2077	les 100
	4 mm	VX2078	les 100
32 G	5 mm	VX2079	les 100
	6 mm	VX2080	les 100
33 G	4 mm	VX2081	les 100

	aiguilles	référence	Prix HT
29 G	12 mm	VX2090	les 100
30 G	6 mm	VX2091	les 100
	8 mm	VX2092	les 100
	5 mm	VX2093	les 100
31 G	6 mm	VX2094	les 100
	8 mm	VX2095	les 100
32 G	4 mm	VX2096	les 100



	aiguilles	référence	Prix HT
30 G	5 mm	VX2130	les 100
	8 mm	VX2131	les 100
31 G	5 mm	VX2132	les 100
	6 mm	VX2133	les 100
32 G	4 mm	VX2134	les 100



- 1 - Retirer la languette en papier de l'aiguille du stylo
- 2 - Visser l'aiguille sur l'extrémité du stylo à insuline
- 3 - Retirer le capuchon extérieur de l'aiguille
- 4 - Retirer le capuchon intérieur de l'aiguille pour exposer l'aiguille

- 5 - Le stylo est maintenant prêt à l'emploi
- 6 - Placer le capuchon extérieur de l'aiguille sur l'aiguille
- 7 - Dévisser l'aiguille du stylo à insuline
- 8 - Jeter l'aiguille usagée du stylo dans un récipient de sécurité