

Kits de prélèvement sanguin

certification
DM 2017/745


- kit composé de :
 - une aiguille intraveineuse avec étui protecteur, et ailettes pour sécuriser le geste
 - un adaptateur Luer Slip avec une tubulure pré-montée et manchon en caoutchouc parfaitement auto-étanche
 - un corps de prélèvement (suivant modèle)
- conformes aux exigences des procédures de prélèvement sanguin : confort du patient, sécurité de l'utilisateur, résultats fiables
- permet plusieurs prélèvements avec une seule ponction veineuse
- 2 versions : aiguilles standards ou aiguilles sécurisées, avec système de mise en sécurité définitive de l'aiguille
- en emballage individuel



	aiguille	aiguilles standards	aiguilles sécurisées
adaptateur + aiguille			
adaptateur Luer Slip + aiguille intraveineuse	● 21G Ø 0,80 x 19 mm	VX2140 les 100	VX2150 les 100
adaptateur Luer Slip + aiguille intraveineuse	● 23G Ø 0,60 x 19 mm	VX2141 les 100	VX2151 les 100
adaptateur + aiguille + corps de prélèvement			
adaptateur Luer Slip + aiguille intraveineuse + corps de prélèvement	● 21G Ø 0,80 x 19 mm	VX2142 les 50	VX2152 les 50
adaptateur Luer Slip + aiguille intraveineuse + corps de prélèvement	● 23G Ø 0,60 x 19 mm	VX2143 les 50	VX2153 les 50

Aiguilles de prélèvement sanguin
Chiravac®

certification
DM 2017/745



aiguilles	référence	Prix HT
aiguilles 38 mm		
23 G Ø 0,60 x 38 mm ●	VX2160 les 100	
22 G Ø 0,70 x 38 mm ●	VX2161 les 100	
21 G Ø 0,80 x 38 mm ●	VX2162 les 100	
20 G Ø 0,90 x 38 mm ●	VX2163 les 100	
18 G Ø 1,20 x 38 mm ●	VX2164 les 100	
aiguilles 25 mm		
23 G Ø 0,60 x 25 mm ●	VX2170 les 100	
22 G Ø 0,70 x 25 mm ●	VX2171 les 100	
21 G Ø 0,80 x 25 mm ●	VX2172 les 100	
20 G Ø 0,90 x 25 mm ●	VX2173 les 100	
18 G Ø 1,20 x 25 mm ●	VX2174 les 100	
corps de prélèvement		
corps de prélèvement	VX2180 les 100	
corps de prélèvement sécurisés	VX2181 les 50	

- pour prélèvement sanguin avec des tubes à vide
- aiguille en acier inox à paroi fine, moyeu en polypropylène
- pointe affûtée, précise, traitée au silicone pour une pénétration en douceur
- embase d'aiguille à code couleur, à visser, compatible avec tous les supports
- usage unique
- apyrogènes, sans latex, sans DEHP, sans PVC et non toxiques, stériles par ETO
- en emballage individuel facile à ouvrir, en boîtes de 100
- porte-aiguilles de prélèvement sanguin avec et sans fonction de sécurité