

Aiguilles hypodermiques de sécurité Medoject®

certification
DM 2017/745



- pour application intramusculaire, sous-cutanée, intraveineuse et intra-artérielle
- usage unique
- fonction de sécurité intégrée pour une manipulation à une main
- moyeu en polypropylène transparent à code couleur et tube à paroi mince en acier inox
- pointe meulée avec précision et traitée au silicone pour une pénétration en douceur
- stériles par ETO, apyrogènes, sans latex, sans DEHP, sans PVC et non toxiques
- emballage individuel

aiguilles	référence	Prix HT
23 G Ø0,60x30 mm ●	VX2260 les 100	
22 G Ø0,70x40 mm ●	VX2261 les 100	
21 G Ø0,80x40 mm ●	VX2262 les 100	
20 G Ø0,90x40 mm ●	VX2263 les 100	

Aiguilles de remplissage émoussées Medoject®

certification
DM 2017/745




- pour application intramusculaire, sous-cutanée, intraveineuse et intra-artérielle
- moyeu en polypropylène transparent à code couleur et tube à paroi mince en acier inox
- pointe meulée avec précision et traitée au silicone pour une pénétration en douceur
- modèles avec filtre 5 µm pour la procédure de filtration par aspiration
- usage unique
- stériles par ETO, apyrogènes, sans latex, sans DEHP, sans PVC et non toxiques
- emballage individuel

aiguilles	filtre	référence	Prix HT
18 G Ø1,20x40 mm - ●	-	VX2265 les 100	
18 G Ø1,20x40 mm ●	filtre 5 µm ●	VX2266 les 100	
18 G Ø1,20x50 mm ●	filtre 5 µm ●	VX2267 les 100	

Aiguilles hypodermiques spéciales Medoject®

certification
DM 2017/745



- pour application spéciales
- moyeu en polypropylène transparent à code couleur et tube à paroi mince en acier inox
- pointe meulée avec précision et traitée au silicone pour une pénétration en douceur
- usage unique
- stériles par ETO, apyrogènes, sans latex, sans DEHP, sans PVC et non toxiques
- emballage individuel

aiguilles	référence	Prix HT
23 G Ø0,60 x 80 mm ●	VX2270 les 100	
21 G Ø0,80 x 100 mm ●	VX2271 les 100	
21 G Ø0,80 x 120 mm ●	VX2272 les 100	
20 G Ø0,90 x 70 mm ●	VX2273 les 100	
18 G Ø1,20 x 70 mm ●	VX2274 les 100	
18 G Ø1,20 x 100 mm ●	VX2275 les 100	
16 G Ø1,60 x 70 mm ○	VX2276 les 100	
15 G Ø1,80 x 70 mm ●	VX2277 les 100	
14 G Ø2,00 x 70 mm ●	VX2278 les 100	
14 G Ø2,00 x 80 mm ●	VX2279 les 100	
14 G Ø2,00 x 100 mm ●	VX2280 les 100	
14 G Ø2,00 x 120 mm ●	VX2281 les 100	

Aiguilles ophtalmiques inox courbées Medoject®

certification
DM 2017/745



- extrémité émoussée, bords sans rayures, pour une application ophtalmique confortable
- moyeu en polypropylène transparent à code couleur et tube à paroi mince en acier inox
- pointe meulée avec précision et traitée au silicone pour une pénétration en douceur
- usage unique
- stériles par ETO, apyrogènes, sans latex, sans DEHP, sans PVC et non toxiques
- emballage individuel

aiguilles	référence	Prix HT
27 G Ø0,40x20 mm ●	VX2290 les 100	
23 G Ø0,60x20 mm ●	VX2291 les 100	