

FAUTEUILS DE PRÉLÈVEMENT

Fauteuils et tabourets de prélèvement sanguin

- ▶ hauteur variable
- ▶ 21 coloris au choix



1



1



2



3

	fauteuils de prélèvement 1	tabourets assise épaisse 2	Tabourets assise tendue 3
abysses	LQ1010	LQ1110	LQ1210
cedre	LQ1011	LQ1111	LQ1211
origan	LQ1012	LQ1112	LQ1212
géranium	LQ1013	LQ1113	LQ1213
réglisse	LQ1014	LQ1114	LQ1214
prune	LQ1015	LQ1115	LQ1215
perle	LQ1016	LQ1116	LQ1216
ficelle	LQ1017	LQ1117	LQ1217
terre	LQ1018	LQ1118	LQ1218
béton	LQ1019	LQ1119	LQ1219
chataigne	LQ1020	LQ1120	LQ1220
chocolat	LQ1021	LQ1121	LQ1221
pensée	LQ1022	LQ1122	LQ1222
pétrole	LQ1023	LQ1123	LQ1223
turquoise	LQ1024	LQ1124	LQ1224
granny	LQ1025	LQ1125	LQ1225
absinthe	LQ1026	LQ1126	LQ1226
ananas	LQ1027	LQ1127	LQ1227
orange	LQ1028	LQ1128	LQ1228
fuschia	LQ1029	LQ1129	LQ1229
tomate	LQ1030	LQ1130	LQ1230
accessoires			
protège jambier	LQ1001		
protège tête	LQ1002		
protèges accoudoirs	LQ1003		
protège assise	LQ1004		
kit gynécologique	LQ1005		

Fauteuils de prélèvement

- hauteur variable de 510 à 710 mm
- fauteuil pivotant 360°, avec système de blocage
- 3 parties indépendantes.
- assise en décline, 525 mm de large
- piètement stable sur socle Ø 660 mm, coloris gris
- sellerie en mousse type Bultex HR35 revêtement skaï M1 anti-feu, 21 coloris au choix
- bâti en métal peinture époxy couleur gris léger
- dossier réglable par vérin pneumatique
- appuie-bras coordonnés montés sur rotule avec système anti-descente accidentelle
- repose jambes indépendant, auto-bloquant
- position allongée 1630 mm en décline (position de Trendelenburg)
- capacité de charge 200 kg (135 kg en dynamique)

Tabourets de prélèvement

- tabourets sur roulettes anti-statiques assise épaisse standard ou assise tendue plate, en mousse haute densité recouverte de cuir synthétique anti-bactérien et anti-feu M1, 21 coloris disponibles.
- hauteur variable de 46 à 66 cm, vérin de réglage à déclenchement manuel
- capacité de charge 135 kg
- piètement 5 branches coloris gris

Options

- protège jambier, protège tête et protège accoudoir en PVC souple et transparent
- kit gynécologique comprenant 1 paire d'étriers en acier inox, 1 support et 1 porte rouleau

kit gynécologique

