

## Brossettes Anex® Brush prélèvement anal

certification  
UE 2017/745



- tête amovible avec 4 sections de poils arrondis, bien définis, doux et flexibles
- tige en polypropylène
- échantillonnage de l'ensemble du canal anal, y compris la zone de transformation anale-rectale
- dépistage du cancer anal, dépistage anal du virus du papillome humain (VPH) sans recours au proctoscope ou à l'anoscope, dépistage du HPV basé sur l'ADN ou l'ARN
- échantillon unique pouvant être utilisé pour le test HPV, la cytologie et le test protéique
- usage unique

référence	référence	Prix HT
Brosses Anex® Brush <b>stériles</b>	HC1070 les 100	

## Brossettes Evalyn® Brush stériles auto-prélèvement vaginal

certification  
UE 2017/745

- dispositif de collecte d'échantillons vaginaux/cervicaux tout-en-un : échantillonneur / récipient
- dépistage du virus du papillome humain (VPH), validé par des tests basés sur la PCR
- méthode simple, sûre et fiable
- poils flexibles pour un confort et un rendement maximal
- après le prélèvement, le bouchon et l'emballage protègent l'échantillon pendant l'expédition
- livrées en emballage individuel, avec un absorbant, un sachet et un carton d'emballage pour l'envoi du kit après prélèvement



1



2

référence	référence	Prix HT
Brossettes Evalyn® Brush, <b>stériles</b>	HC1080 1 les 100	
Pincettes jetables pour extraction de la tête	HC1081 2 les 250	

Après le prélèvement,  
le bouchon protège  
l'échantillon  
pendant l'expédition



Tête avec  
poils flexibles

Longueur d'insertion prédéfinie



Compter 5 rotations = 5 « clics »,  
pour obtenir un échantillon correct

