

Collecteurs de sécurité pour DASRI perforants NF X 30-511

- boîtes pour déchets d'Activités de Risques Infectieux Perforants
- en polypropylène jaune
- sécurité d'utilisation maximale
- large orifice d'introduction : dépôt à plat des objets même volumineux, visualisation et optimisation du remplissage
- base large et stable
- montage par clipsage, sans effort
- ouverture/fermeture ambidextre du volet par pression d'un doigt sur un bouton, système breveté
- verrouillage provisoire
- fermeture définitive inviolable par pression sur le volt-indicateurs de verrouillage
- encoches de désolidarisation universelles (aiguilles, stylos à insulines, lames de bistouri...)
- poignée



- support de fixation intégré breveté, pour tout type d'objet et de surface
- incinération sans risques d'émanations nocives
- autoclave à +134°C
- conformes aux normes NF EN ISO 23907 et NFX 30-511 : 2015
- homologuées pour le transport par route, fer et mer des matières infectieuses code ONU 3291 (ADR, RID ET IMDG)

capacité	dimensions (lxpxh)	poids	référence	Prix HT
1,5 litre	185 x 130 x 120 mm	194 g	PR8310	les 60
2,5 litre	185 x 130 x 200 mm	246 g	PR8311	les 60
3,5 litre	227 x 160 x 168 mm	283 g	PR8312	les 40
5,5 litre	227 x 160 x 270 mm	359 g	PR8313	les 36
7,5 litre	227 x 160 x 390 mm	457 g	PR8314	les 30