


Secoueur rotatif orbital



- régulateur électronique de vitesse, parfaite stabilité même à vitesse lente
- fonctionnement en continu ou avec minuterie 1min.-19h59min.
- double affichage digital : vitesse et temps d'agitation
- sécurité sur-vitesse
- cond. admissibles : +5°C à +40°C, 80% HR
- **moteur sans balais** : moteur électro-commuté, efficacité et durée de vie très supérieures aux moteurs standard, faible maintenance

	Secoueur orbital
mouvement	diamètre orbital 10 mm
vitesse réglable	70 à 400 tr/min
charge max.	3 kg
puissance	25 W
protection	IP21
dim. (lpxh)	420 x 370 x h100 mm
poids	9,8 kg
alimentation	230 V
Secoueur	MX655

eppendorf

Thermosecoueurs ThermoMixer® F



- ▶ **chauffage / agitation**
- ▶ **affichage numérique programmable**

- touches de température prédéfinies
- rampe de chauffage ultra rapide jusqu'à +18°C/min
- technologie antiéclaboussures, élimine les contaminations croisées et permet une utilisation sans couvercle
- livrés avec un Smartblock (avec couvercle pour DP6540)

	Thermomixer F
agitation	DP6540,DP6541 DP6542,DP6543
plages de température	300 à 2.000 tr/min 300 à 1.500 tr/min
précision de température de 20 à 45°C	ambiante +4°C à +100°C
rayon d'agitation et de vortex	±0,5°C
orbite d'agitation	1,5 mm
interface	Ø 3 mm
dim. (lpxh) / poids	USB
alimentation	206 x 304 x 170 mm / 6,2 kg
Thermomixer FP pour microplaque	220-240 V
Thermomixer F0.5 pour 24 microtubes 0,5 ml	DP6540 [1] 0,00 €
Thermomixer F1.5 pour 24 microtubes 1,5 ml	DP6541 [2] 0,00 €
Thermomixer F2 pour 24 microtubes 2 ml	DP6542 [3] 0,00 €
	DP6543 [4] 0,00 €