

## Agitateur MixMate

vitesse max.  
3000 tr/min

► fonction Vortex intégrée



- très stable même à une vitesse très élevée
- encombrement minimum et utilisation silencieuse
- 5 touches programmables avec paramètres d'agitation standard prédéfinis pour une utilisation facile
- technologie anti-claboussures, élimine les contaminations
- 5 portoirs de tubes différents en option
- livré sans portoirs

**thermobloc**

vitesse d'agitation	300 à 3.000 tr/min
orbite d'agitation	Ø 3 mm
rayon d'agitation	1,5 mm
niveau sonore	<50 dB(A)
dimensions int. (lxpxh)	170 x 230 x 130 mm
minuterie	15 s – 99h
poids	4,2 kg
alimentation	230 V

**MixMate** DP6550

**portoirs de tubes**

portoir de tubes 0,5 ml	DP6551
portoir de tubes 1,5 / 2,0 ml	DP6552
portoir de tubes 5 / 15 ml	DP6553
portoir de tubes 25 / 50 ml	DP6554
portoir de 96 tubes PCR	DP6555