

PH - CONDUCTIVITÉ

Solutions tampons pH en sachets avec certificat d'analyse NIST

- boîtes de 20 sachets unidoses pratiques de 25 ml
- scellés et étanches à la lumière
- livrés avec un certificat de traçabilité NIST
- étiquette avec tableau de référence de la relation entre la valeur du pH, et la température, la valeur nominale, le lot de production et la date d'expiration



pH à 25°C	exact.	référence	Prix HT
Sachets de solutions tampon pH			
4,01 pH	±0,01	BG3001	20 sachets
7,00 pH	±0,01	BG3002	20 sachets
10,01 pH	±0,01	BG3003	20 sachets
4,01 pH / 7,00 pH	±0,01	BG3004	20 (10+10) sachets
4,01 pH / 7,00 pH / 10,01 pH	±0,01	BG3005	20 (7+7+6) sachets

Solutions tampons pH en flacons ou cubitainer avec certificat d'analyse NIST

- flacons 250 ml ou 500 ml, avec compartiment d'étalonnage, ou cubitainer 5 litres
- livrés avec un certificat de traçabilité NIST
- étiquette avec tableau de référence de la relation entre la valeur du pH, et la température, la valeur nominale, le lot de production et la date d'expiration



pH à 25°C	exact.	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
		flacons 250 ml		flacons 500 ml		cubitainer 5 litres	
4,01 pH	rouge ±0,02	BG3024		BG3027		BG3041	
7,00 pH	vert ±0,02	BG3025		BG3028		BG3042	
10,01 pH	incolore ±0,02	BG3026		BG3029		BG3043	

Solutions tampons pH en flacons 55 ml jetables

- flacons unidoses 55 ml jetables

pH à 25°C	exact.	réf.	Prix HT
flacons 55 ml			
4,01 pH	rouge ±0,02	BG3021	l'unité
7,00 pH	vert ±0,02	BG3022	l'unité
10,01 pH	incolore ±0,02	BG3023	l'unité

